

# PHYSIOLASER 1000

## LASERTHERAPIE

PHYSIOLASER 1000 IST EIN PRODUKT AUS DER PROFESSIONELLEN LINIE. DIESES STARKE, TRAGBARE GERÄT FÖRDERT DIE ERHOLUNG ENTZÜNDETEM GEWEBE, REGENERIERT DIE ZELLEN UND SORGT FÜR EINE BESSERE MIKROZIRKULATION.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

#### Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

#### Max. Leistung

1 W  $\pm$ 20%

#### Für Wellenlänge geeignet

808 nm

#### Emission

Kontinuierlich und gepulst

#### Größe Target-Bereich

Linse,  $\varnothing$  11 mm

#### Frequenz

Bis zu 10000 Hz

#### Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

#### Größe und Gewicht

100x160x35 mm - 450 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PHYSIOLASER 1000
- 1 Hanpiece Green 808 nm mit Linse  $\varnothing$  11 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE  
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 1000

## LASERTHERAPIE

### PROGRAMMLISTE

#### GESUNDHEIT- REHA

Arthrose

Knöchelverstauchung

Knieschmerzen

Ödem Knöchelverstauchung

Meniskopathie

Osteoarthritis Knie

Achillessehnenentz.

Finger-Schmerzen

Myofasziale Schmerzen

Gelenkschmerzen Schulter

Epikondylitis

Schultersteife

Karpaltunnel

Chronische Rückenschmerzen

Akute Rückenschmerzen

Rückenschmerzen mit Radikulopathie

Nackenschmerzen

Nackenschmerzen mit Radikulopathie

Myofasziale Schmerzen Nacken

Osteoarthri. Nacken

Kiefergelenk-Schmerzen

Tendinopathie

Wunden

#### ÄSTHETIK- FITNESS

##### GESICHT-ÄSTHETIK

Falten

Akne

Dehydrierte Haut

Haut-Verjüngung

Skin-lifting Gesicht

Schreifalten

Halsfalten

Couperose

Teleangiektasien

##### KÖRPER-ÄSTHETIK

Dehnungsstr. Brust

Ödematöse Zellulitis Schenkel, Hüfte und Gesäß

Fibröse Cellulite, Schenkel, Hüfte und Gesäß

Fettgewebe und verbreitete Zellulitis

Dehnungsstreifen

Haarentfernung

Narben

Lokal. lymphatische Stasen