

PHYSIOLASER 12.0 PRO

LASERTHERAPIE

PHYSIOLASER 12.0 PRO IST FÜR ALLE PROFIS GEDACHT, DIE DAS GERÄT MEHRMALS AM TAG BENUTZEN UND DIE ES IMMER IN GREIFBARER NÄHE AUF DEM WAGEN HABEN MÖCHTEN. DANK DER MAXIMALEN LEISTUNG VON 12 W KÖNNEN MIT DEM GERÄT SCHNELLE UND WIRKSAME BEHANDLUNGEN, AUCH AUF GRÖßEREN KÖRPERSTELLEN, DURCHFÜHRT WERDEN. DAFÜR WIRD EINE 22 MM-LINSE VERWENDET, DIE IN DER AUSSTATTUNG ENTHALTEN IST. DANK DER ZAHLREICHEN VERFÜGBAREN PROGRAMME, KANN DER PROFI ALLE FUNKTIONSSTÖRUNG DES BEWEGUNGSAPPARATS BEHANDELN, SOWIE EINIGE WUNDEN UND HAUTGESCHWÜRE.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

Max. Leistung

12 W \pm 20%

Für Wellenlänge geeignet

808 nm

980 nm und 1064 nm (Optional)

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse, \varnothing 11 mm

Linse, \varnothing 22 mm

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung

Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

220x170x60 mm - 1,12 Kg

AUSSTATTUNG

· 1 Koffer

· 1 Gerät PHYSIOLASER 12.0 PRO


· 1 Handpiece HP 808 nm mit Linse \varnothing 11 mm und \varnothing 22 mm

· 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)

· 1 Notfalltaste

· 1 Ladegerät

· 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

· Cod. G5995 Handstück HP 980 nm

· Cod. G5996 Handstück 1064 nm maximale Leistung von 3W



CE
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 12.0 PRO

LASERTHERAPIE

LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 808nm

MUSKEL-SKELETT

ALLGEMEIN

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Muskelschädigungen

Muskelkontraktion

Verspannungslösend

Wunden

Radikulopathie

Tendinopathie

Neuralgie

Posttherpetische

Morbus Sudeck

Bursitis

Ödem

ARM-HAND

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Raynaud-Syndrom

Finger-Schmerzen

Epikondylitis

Karpaltunnel

Handgelenkbruch

Handgelenk-Schmerzen

Sehnenentzündungen

Ödem

Radiusfraktur

KNIE

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Meniskopathie

Bursitis

Patellofemoral

Ödem

Bandverletzung

Gonalgie

Verstauchung

Chondromalazie

Chondropathie

Patellofemorale Schmerzsyndrom

FUSS-KNÖCHEL

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Metatarsalgie

Knöchel-Schmerzen

Plantare Fasziiitis

Achillessehnenentzündung

Verstauchung

Ödem

Fersenschmerzen

RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose

Starke Schmerzen

Lumbalgie

Myofasziale Schmerzen

Radikulopathie

Rheumatoide Arthritis

SCHULTER

Myofasziale Schmerzen

Arthrose

Schultersteife

Bursitis

Subakromialer Konflikt

Sehnen

Luxationen

Sehnenverletzungen (Manschette)

Rheumatoide Arthritis

Ödem

KOPF-NACKEN

Arthrose

Radikulopathie

Myofasziale Schmerzen

Chronische Halswirbelsyndrom

Kiefergelenk-Schmerzen

Rheumatoide Arthritis

Trigeminusneuralgie

Zervikale Diskushernie

DERMATOLOGIE

Geschwüre

Ulzerationen mit Narbenbildung

Wunden

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 980nm

Schmerzstillend

Nackenschmerzen

Rückenschmerzen (Lenden)

Bursitis

Baker-Zyste

Cruralgie

De Quervain-Syndrom

Verstauchungen

Prellungen

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Ödem

Hämatome

Große Hämatome

Epikondylitis

Golferellenbogen

Bandscheibenvorfall

Wunden

Entzündungen

Bandrisse

Muskelschädigungen

Meniskopathie

Synovitis

Muskelrisse

Tendinopathie

Karpaltunnel