

# PHYSIOLASER 2.0

## LASERTHERAPIE

PHYSIOLASER 2.0 IST EIN LEICHTES UND TRAGBARES GERÄT, DAS ALLE WICHTIGSTEN PROGRAMME ANBIETET, UM CHRONISCHE BZW. AKUTE MUSKEL-SKELETT PATHOLOGIEEN ZU BEHANDELN.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

#### Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

#### Max. Leistung

2 W  $\pm$ 20%

#### Für Wellenlänge geeignet

808 nm

#### Emission

Kontinuierlich und gepulst

#### Größe Target-Bereich

Linse,  $\varnothing$  11 mm

#### Frequenz

Bis zu 10000 Hz

#### Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

#### Größe und Gewicht

100x160x35 mm - 450 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PHYSIOLASER 2.0
- 1 Handpiece Black 808 nm mit Linse  $\varnothing$  11 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



CE  
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 2.0

## LASERTHERAPIE

### LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNG

#### MUSKEL-SKELETT

##### ALLGEMEIN

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Muskelkontraktion

Wunden

Tendinopathie

Bursitis

Ödem

##### ARM-HAND

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Epikondylitis

Karpaltunnel

Sehnenentzündungen

##### KNIE

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Meniskopathie

Patellofemoral

Bandverletzung

Gonalgie

Chondropathie

##### FUSS-KNÖCHEL

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Knöchel-Schmerzen

Plantare Faszitis

Achillessehnenentzündung

Verstauchung

##### RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose

Starke Schmerzen

Lumbalgie

Myofasziale Schmerzen

Rheumatoide Arthritis

##### SCHULTER

Myofasziale Schmerzen

Arthrose

Schultersteife

Impingement

Sehnenentzündungen

Rheumatoide Arthritis

##### KOPF-NACKEN

Arthrose

Chronische Halswirbelsyndrom

Rheumatoide Arthritis

#### DERMATOLOGIE

Wunden