

PHYSIOLASER 6.0 PRO

LASERTHERAPIE

PHYSIOLASER 6.0 PRO IST EIN LEICHTES UND KLEINES GERÄT, DAS SOWOHL AUF EINEN WAGEN IN DER PRAXIS GESTELLT WERDEN KANN ALS AUCH GETRAGEN. DANK DER MAXIMALEN LEISTUNG VON 6W, IST DIESES GERÄT BESONDERS GEEIGNET UM OSTEOARTIKULÄRE BESCHWERDEN UND MUSKELPATHOLOGIEN ZU BEHANDELN. ES HILFT DABEI, SCHMERZEN UND ÖDEME SCHNELL ZU REDUZIEREN UND FÖRDERT DIE HEILUNG VON GESCHÄDIGTEM UND ENTZÜNDETEM GEWEBE.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

Max. Leistung

6 W \pm 20%

Für Wellenlänge geeignet

808 nm

980 nm und 1064 nm (Optional)

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse, \varnothing 11 mm

Linse, \varnothing 22 mm (Optional)

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

220x170x60 mm - 1,12 Kg


AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PHYSIOLASER 6.0 PRO
- 1 Handpiece MP 808 nm mit Linse \varnothing 11 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G5994 Handstück MP 980 nm
- Cod. G5996 Handstück 1064 nm maximale Leistung von 3W
- Cod. G6092 Linse \varnothing 22 mm



CE
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 6.0 PRO

LASERTHERAPIE

LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 808nm

MUSKEL-SKELETT

ALLGEMEIN

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Muskelschädigungen

Muskelkontraktion

Wunden

Radikulopathie

Tendinopathie

Neuralgie

Bursitis

Ödem

ARM-HAND

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Epikondylitis

Karpaltunnel

Handgelenk-Schmerzen

Sehnenentzündungen

Ödem

KNIE

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Meniskopathie

Bursitis

Patellofemorale

Ödem

Bandverletzung

Gonalgie

Verstauchung

Chondropathie

Patellofemorale Schmerzsyndrom

FUSS-KNÖCHEL

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Knöchel-Schmerzen

Plantare Fasziitis

Achillessehnenentzündung

Verstauchung

Ödem

Fersenschmerzen

RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose

Starke Schmerzen

Lumbalgie

Myofasziale Schmerzen

Radikulopathie

Rheumatoide Arthritis

SCHULTER

Myofasziale Schmerzen

Arthrose

Schultersteife

Bursitis

Subakromialer Konflikt

Sehnen

Sehnenverletzungen (Manschette)

Rheumatoide Arthritis

KOPF-NACKEN

Arthrose

Radikulopathie

Chronische Halswirbelsyndrom

Kiefergelenk-Schmerzen

Rheumatoide Arthritis

Trigeminusneuralgie

DERMATOLOGIE

Geschwüre

Wunden

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 980nm

Schmerzstillend

Nackenschmerzen

Rückenschmerzen (Lenden)

Bursitis

Baker-Zyste

Cruralgie

De Quervain-Syndrom

Verstauchungen

Prellungen

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Ödem

Hämatome

Große Hämatome

Epikondylitis

Golferellenbogen

Bandscheibenvorfall

Wunden

Entzündungen

Bandrisse

Muskelschädigungen

Meniskopathie

Synovitis

Muskelrisse

Tendinopathie

Karpaltunnel