

# PHYSIOLASER 6.0

## LASERTHERAPIE

PHYSIOLASER 6.0 IST EIN LEICHTES, TRAGBARES GERÄT, DAS BESONDERS FÜR PROFIS GEEIGNET IST, DIE IMMER UNTERWEGS SIND. DANK DER MAXIMALEN LEISTUNG VON 6W, IST DIESES GERÄT BESONDERS GEEIGNET UM OSTEOARTIKULÄRE BESCHWERDEN UND MUSKELPATHOLOGIEN ZU BEHANDELN. ES HILFT DABEI, SCHMERZEN UND ÖDEME SCHNELL ZU REDUZIEREN UND FÖRDERT DIE HEILUNG VON GESCHÄDIGTEM UND ENTZÜNDETEM GEWEBE.

### TECHNISCHE DATEN

#### Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

#### Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

#### Max. Leistung

6 W  $\pm$ 20%

#### Für Wellenlänge geeignet

808 nm

980 nm und 1064 nm (Optional)

#### Emission

Kontinuierlich und gepulst

#### Größe Target-Bereich

Linse,  $\varnothing$  11 mm

Linse,  $\varnothing$  22 mm (Optional)

#### Frequenz

Bis zu 10000 Hz

#### Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

#### Größe und Gewicht

100x160x35 mm - 450 gr

### AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PHYSIOLASER 6.0
- 1 Handpiece MP 808 nm mit Linse  $\varnothing$  11 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



### VERFÜGBARE MODELLE

- Code G5994 Handstück MP 980 nm
- Code G5996 Handstück 1064 nm maximale Leistung von 3W
- Code G6092 Linse  $\varnothing$  22 mm



CE  
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 6.0

## LASERTHERAPIE

### LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

#### PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 808nm

##### MUSKEL-SKELETT

###### ALLGEMEIN

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Muskelschädigungen

Muskelkontraktion

Wunden

Radikulopathie

Tendinopathie

Neuralgie

Bursitis

Ödem

###### ARM-HAND

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Epikondylitis

Karpaltunnel

Handgelenk-Schmerzen

Sehnenentzündungen

Ödem

###### KNIE

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Meniskopathie

Bursitis

Patellofemorale

Ödem

Bandverletzung

Gonalgie

Verstauchung

Chondropathie

Patellofemorale Schmerzsyndrom

###### FUSS-KNÖCHEL

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Knöchel-Schmerzen

Plantare Fasziitis

Achillessehnenentzündung

Verstauchung

Ödem

Fersenschmerzen

###### RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose

Starke Schmerzen

Lumbalgie

Myofasziale Schmerzen

Radikulopathie

Rheumatoide Arthritis

###### SCHULTER

Myofasziale Schmerzen

Arthrose

Schultersteife

Bursitis

Subakromialer Konflikt

Sehnen

Sehnenverletzungen (Manschette)

Rheumatoide Arthritis

###### KOPF-NACKEN

Arthrose

Radikulopathie

Chronische Halswirbelsyndrom

Kiefergelenk-Schmerzen

Rheumatoide Arthritis

Trigeminusneuralgie

##### DERMATOLOGIE

Geschwüre

#### PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 980nm

Schmerzstillend

Nackenschmerzen

Rückenschmerzen (Lenden)

Bursitis

Baker-Zyste

Cruralgie

De Quervain-Syndrom

Verstauchungen

Prellungen

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Ödem

Hämatome

Große Hämatome

Epikondylitis

Golferellenbogen

Bandscheibenvorfall

Wunden

Entzündungen

Bandrisse

Muskelschädigungen

Meniskopathie

Synovitis

Muskelrisse

Tendinopathie

Karpaltunnel