

PODCARE 12.0 PRO

LASERTHERAPIE

DAS SPITZENPRODUKT ALLER LASER FÜR PODOLOGIE. DANK DER MAXIMALEN LEISTUNG VON 12 W IST ES MÖGLICH, UNTERSCHIEDLICHE PODOLOGISCHE BZW. MUSKULOSKELETALEN BEHANDLUNGEN SCHNELL UND WIRKSAM DURCHFÜHREN.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs Klasse 4

Max. Leistung

12 W \pm 20%

Für Wellenlänge geeignet

808 nm

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse \varnothing 11 mm

Linse, \varnothing 22 mm

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

220x170x60 mm - 1,12 Kg

AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PODCARE 12.0 PRO
- 1 Handpiece HP 808 nm mit Linse \varnothing 11 mm und \varnothing 22 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G5995 Handstück HP 980 nm
- Cod. G5996 Handstück 1064 nm maximale Leistung von 3W



CE
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 12.0 PRO

LASERTHERAPIE

LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 808nm

MUSKEL-SKELETT

ALLGEMEIN

Arthrose
Rheumatoide Arthritis
Muskelschädigungen
Muskelkontraktion
Wunden
Radikulopathie
Tendinopathie
Neuralgie
Postherpetische Neuralgie
Morbus Sudeck
Bursitis
Ödem

KOPF-NACKEN

Arthrose
Radikulopathie
Chronische Halswirbelsyndrom
Kiefergelenk-Schmerzen
Rheumatoide Arthritis
Trigeminusneuralgie
Zervikale Diskushernie

ARM-HAND

Arthrose
Rheumatoide Arthritis
Raynaud-Syndrom
Finger-Schmerzen
Epikondylitis
Karpaltunnel
Handgelenkbruch
Sehnenentzündungen

KNIE

Arthrose
Rheumatoide Arthritis
Meniskopathie
Patellofemorale
Bandverletzung
Gonalgie
Verstauchung
Chondropathie
Patellofemorale Schmerzsyndrom

FUSS-KNÖCHEL

Arthrose
Rheumatoide Arthritis
Onychogrypose
Nagelpilz
Metatarsalgie
Knöchel-Schmerzen
Plantare Fasziiitis
Streckmuskel-Sehnenentzündung
Distale Tendinopathie
Achillessehnenentzündung
Schienbein-Sehnenentzündungen
Knöchel-Sehnenentzündungen
Peroneussehnenentzündung
Verstauchung
Ödem
Morton Neurom
Fersenschmerzen

RAYNAUD-SYNDROM

RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose
Starke Schmerzen
Lumbalgie
Radikulopathie
Rheumatoide Arthritis

SCHULTER

Myofasziale Schmerzen
Arthrose
Schultersteife
Bursitis
Subakromialer Konflikt
Sehnenentzündungen
Luxationen
Sehnenverletzungen (Manschette)
Rheumatoide Arthritis
Ödem

DERMATOLOGIE

Geschwüre
Wundheilung
Wunden

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 980nm

Schmerzstillend
Nackenschmerzen
Rückenschmerzen (Lenden)
Bursitis
Baker-Zyste
Cruralgie
De Quervain-Syndrom
Verstauchungen
Prellungen
Starke Schmerzen
Chronischer Schmerz
Ödem
Hämatome
Große Hämatome
Epikondylitis
Golferellenbogen
Bandscheibenvorfall
Wunden
Entzündungen
Bandrisse
Muskelschädigungen
Meniskopathie
Synovitis
Muskelrisse
Tendinopathie
Karpaltunnel