

PODCARE 2.0

LASERTHERAPIE

PODCARE 2.0 IST EIN TRAGBARES GERÄT, DAS ZAHLREICHE PROGRAMME FÜR DIE BEHANDLUNG VON UNTERSCHIEDLICHEN MUSKEL- UND SKELETTERKRANKUNGEN ENTHÄLT, INSBESONDERE PODOLOGISCHE BEHANDLUNGEN WIE ONYCHOMYKOSE, ONYCHOCRYPTOSIS UND ANDERE ENTZÜNDLICHE KRANKHEITEN VON FÜSSEN UND BEINEN.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

Max. Leistung

2 W \pm 20%

Für Wellenlänge geeignet

808 nm

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse, \varnothing 11 mm

Linse, \varnothing 3 mm (Optional)

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

100x160x35 mm - 450 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PODCARE 2.0
- 1 Handpiece Black 808 nm mit Linsen \varnothing 11 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G5547 Small \varnothing 3 mm



CE
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 2.0

LASERTHERAPIE

LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

MUSKEL-SKELETT

ALLGEMEIN

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Muskelkontraktion

Wunden

Radikulopathie

Tendinopathie

Neuralgie

Bursitis

Ödem

ARM-HAND

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Epikondylitis

Karpaltunnel

Handgelenk-Schmerzen

KNIE

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Meniskopathie

Bandverletzung

Chondropathie

FUSS-KNÖCHEL

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Onychogrypose

Nagelpilz

Knöchel-Schmerzen

Plantare Fasziitis

Achillessehnenentzündung

Verstauchung

Morton Neurom

RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose

Lumbalgie

Rheumatoide Arthritis

SCHULTER

Schultersteife

Subakromialer Konflikt

Sehnenverletzungen (Manschette)

Rheumatoide Arthritis

KOPF-NACKEN

Arthrose

Chronische Halswirbelsyndrom

Kiefergelenk-Schmerzen

Rheumatoide Arthritis

DERMATOLOGIE

Wunden