

PODCARE 6.0

LASERTHERAPIE

PHYSIOLASER 6.0 IST EIN LEICHTES, TRAGBARES GERÄT, DAS BESONDERS FÜR PROFIS GEEIGNET IST, DIE IMMER UNTERWEGS SIND. DAS GERÄT VERFÜGT ÜBER EINE DIODE À 808 NM MIT MAX. LEISTUNG 6 W UND IST FÜR PODOLOGISCHE BEHANDLUNGEN AM FUSS UND AM KNÖCHEL BESONDERS GEEIGNET. IM GERÄT SIND AUSSERDEM ANDERE SPEZIFISCHE PROGRAMME FÜR GESCHWÜRE, WUNDEN UND MUSKEL-SKELETT-STÖRUNGEN ZU FINDEN.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 2.6" mit Hintergrundbeleuchtung

Strahlungsquelle

Diode GaAlAs di Klasse 4

Max. Leistung

6 W \pm 20%

Für Wellenlänge geeignet

808 nm

Emission

Kontinuierlich und gepulst

Größe Target-Bereich

Linse, Ø 11 mm

Linse, Ø 22 mm (Optional)

Frequenz

Bis zu 10000 Hz

Stromversorgung


Stromnetz und wiederaufladbare Batterie

Größe und Gewicht

100x160x35 mm - 450 gr

AUSSTATTUNG

- 1 Koffer
- 1 Gerät PODCARE 6.0
- 1 Handpiece MP 808 nm mit Linsen Ø 11 mm
- 2 Schutzbrillen (für Patient und Betreiber)
- 1 Notfalltaste
- 1 Ladegerät
- 1 Handbuch



VERFÜGBARE MODELLE

- Cod. G5994 Handstück MP 980 nm
- Cod. G5996 Handstück 1064 nm maximale Leistung von 3W
- Cod. G6092 Linse Ø 22 mm



CE
0476



FAVORITEN



PROGRAMMIERBAR



BATTERIESATZ



STROMNETZVERSORGUNG

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 6.0

LASERTHERAPIE

LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 808nm

MUSKEL-SKELETT

ALLGEMEIN

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Muskelschädigungen

Muskelkontraktion

Wunden

Radikulopathie

Tendinopathie

Neuralgie

Bursitis

Ödem

KOPF-NACKEN

Arthrose

Radikulopathie

Chronische Halswirbelsyndrom

Kiefergelenk-Schmerzen

Rheumatoide Arthritis

ARM-HAND

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Raynaud-Syndrom

Finger-Schmerzen

Epikondylitis

Karpaltunnel

Handgelenkbruch

Sehnenentzündungen

KNIE

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Meniskopathie

Bursitis

Patellofemorale

Bandverletzung

Verstauchung

Chondropathie

Patellofemorale Schmerzsyndrom

FUSS-KNÖCHEL

Arthrose

Rheumatoide Arthritis

Onychogrypose

Nagelpilz

Metatarsalgie

Knöchel-Schmerzen

Plantare Fasziitis

Streckmuskel-Sehnenentzündung

Distale Tendinopathie

Achillessehnenentzündung

Knöchel-Sehnenentzündungen

Verstauchung

Morton Neurom

Fersenschmerzen

Raynaud-Syndrom

RÜCKEN

Wirbelsäulenarthrose

Lumbalgie

Myofasziale Schmerzen

Radikulopathie

Rheumatoide Arthritis

SCHULTER

Myofasziale Schmerzen

Arthrose

Schultersteife

Bursitis

Subakromialer Konflikt

Sehnen

Luxationen

Sehnenverletzungen (Manschette)

Rheumatoide Arthritis

DERMATOLOGIE

Geschwüre

Wundheilung

Wunden

PROGRAMME MIT WELLENLÄNGE 980nm

Schmerzstillend

Nackenschmerzen

Rückenschmerzen (Lenden)

Bursitis

Baker-Zyste

Cruralgie

De Quervain-Syndrom

Verstauchungen

Prellungen

Starke Schmerzen

Chronischer Schmerz

Ödem

Hämatome

Große Hämatome

Epikondylitis

Golferellenbogen

Bandscheibenvorfall

Wunden

Entzündungen

Bandrisse

Muskelschädigungen

Meniskopathie

Synovitis

Muskelrisse

Tendinopathie

Karpaltunnel