

# LIPOZERO EXCEL

## ULTRASONIDO ESTÉTICA | 7 PROGRAMAS

LIPOZERO EXCEL SE INCLUYE EN LA LÍNEA HOME CARE DE GLOBUS, ESTÁ DISEÑADO PARA PERMITIR LA REALIZACIÓN EN CASA DE LOS TRATAMIENTOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS ESTÉTICOS. EL DISEÑO PORTÁTIL Y EL MENÚ GRÁFICO ESTÁN ESTUDIADOS PARA SU USO DOMÉSTICO Y PERMITEN SU USO TAMBIÉN LIGADO A LA CELULITIS O A LA ACUMULACIÓN DE GRASA.



5 BELLEZA | 2 CELULITIS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Monitor</b>	Tamaño de área visible 2,6"
<b>Salidas</b>	1
<b>Manípulo</b>	1 manípulo Ø mm 42 - IP68
<b>Potencia</b>	1,2 W/cm <sup>2</sup> ± 20%
<b>Frecuencia de emisión</b>	3 MHz
<b>Emisión</b>	Continúa y pulsada
<b>Alimentación</b>	- Red - Baterías recargables (no incluido)
<b>Tamaño</b>	100x160x35 mm
<b>Peso</b>	454 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

· 1 Maletín
· 1 Ultrasonido LIPOZERO EXCEL
· 1 Manípulo de 3MHz
· 1 Frasco gel
· 1 Alimentador
· 1 Manual operativo



# LIPOZERO EXCEL

## ULTRASONIDO ESTÉTICA | 7 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

#### BELLEZA

Estrías

---

Drenaje

---

Masaje

---

Modelamiento

---

Aplicaciones principios activos

#### CELLU-LYSE

Golpe

---

Cellulitis