

# LIPOZERO G800

## ULTRASONIDO ESTÉTICA | 30 PROGRAMAS

DISPOSITIVO PARA ESTÉTICA PROFESIONAL, INDICADO PARA COMBATIR LAS IMPERFECCIONES DE LA CELULITIS Y LA GRASA LOCALIZADA. Y PARA MEJORAR EL ASPECTO DE LA PIEL. LA POSIBILIDAD DE EMITIR CON DIFERENTES FRECUENCIAS GARANTIZARÁ UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO Y EFICAZ PARA CADA OBJETIVO.

10 MF-PLUS | 10 BELLEZA | 10 PIEL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño área visible 2,6

#### Salidas

1

#### Manípulo

- 1 manípulo Ø mm 42 - IP68

#### Potencia

- 3 W/cm<sup>2</sup> ± 20% a 1,3 MHz y 3 MHz  
- 1,5 W/cm<sup>2</sup> ± 20% a 1 MHz y 800 KHz

#### Frecuencia de emisión

3 MHz - 1,3 MHz - 1 MHz - 800 KHz

#### Emisión

Continua y pulsada

#### Alimentación

- Red  
- Batería recargable (no incluida)

#### Tamaño


170x220x60 mm

#### Peso

920 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR



- 1 Maletín
- 1 Ultrasonido LIPOZERO G800
- 1 Manípulo multifrecuencia, Ø 42 mm - IP68
- 1 Bote de gel
- 1 Alimentador
- 1 Manual de instrucciones



CE

En cumplimiento del Decreto Interministerial n. 206/2015, el dispositivo es adecuado para su uso en centros de belleza.



-  ALIMENTACIÓN CON RED
-  BATERÍA RECARGABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# LIPOZERO G800

ULTRASONIDO ESTÉTICA | 30 PROGRAMAS

## LISTA PROGRAMAS

Rev. ES\_02\_2022

### MF-PLUS

Lipólisis

Celulitis

Celulitis edematosa

Celulitis fibrosa

Caderas anchas

Celulitis con piel de naranja

Adiposidad abdominal hombre

Adiposidad caderas hombre

Adiposidad brazos hombre

Adiposidad piernas hombre

### BELLEZA

Reafirmante

Masaje

Moldeado

Definición abdomen

Moldeado piernas

Drenaje

Drenaje brazos

Drenaje piernas

Estrías

Aplicación principios activos

### PIEL

Acné

Lifting facial

Tratamiento arrugas

Cicatrices

Enrojecimiento

Forúnculos cara

Forúnculos cuerpo

Skin restructure

Skin smoothing

Photoaging