

# MAGNETOVET 200

## MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 ES UN DISPOSITIVO PORTÁTIL DE MAGNETOTERAPIA CAPAZ DE PRODUCIR UN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO DE ALTA INTENSIDAD. LOS IMPULSOS PRODUCIDOS TIENEN UN EFECTO TERAPÉUTICO Y REGENERATIVO EN LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES QUE AFECTAN A LOS ANIMALES.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2.6", retroillum

#### Canales

2

#### Intensidad de emisión

200 Gauss de media/canal con solenoides flex

#### Frecuencia

Ajustable en programación de 5 a 200Hz

#### Ciclo de Trabajo

De 5% a 50% con incrementos del 5%

#### Alimentación

- Red
- Paquete Batería (opcional)

#### Tamaño


100x160x35 mm

#### Peso

280 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
- 1 Solenoide flexible de 300x100 mm
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE



# MAGNETOVET 200

## MAGNETOTERAPIA

Rev. Es\_02\_2022

### LISTA PROGRAMAS

#### PERRO/GATO

Fractura

Pseudartrosis

Heridas/Úlceras

Osteoartrosis cadera

Osteoartrosis rodilla

Osteoartrosis codo

Osteoartrosis hombro

Espondiloartrosis

Luxación

Cicatrización

Edema

Parálisis periféricas

Dolor inflamatorio

#### CABALLO

Osteoartrosis

Heridas/Úlceras

Discopatía

Edema