

MAGNETOVET 4000

MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 4000 ES UN DISPOSITIVO DE MAGNETOTERAPIA CON CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PULSADOS DE ALTA INTENSIDAD. LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR CUATRO CANALES DE SALIDA PERMITE CONECTAR MUCHOS ACCESORIOS Y TRATAR VARIAS PARTES DEL CUERPO AL MISMO TIEMPO O INCLUSO DOS ANIMALES A LA VEZ. LA MAGNETOTERAPIA TIENE INNUMERABLES Y PRUBADOS EFECTOS BENEFICIOSOS EN EL TEJIDO ÓSEO Y ARTICULAR. LOS PULSOS ELECTROMAGNÉTICOS PRODUCIDOS, DE HECHO, ESTIMULAN LA REGENERACIÓN DE NUEVAS CÉLULAS Y LA REMODELACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO, GATO Y CABALLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2.6", retroiluminada

Canales

4

Intensidad de emisión

200 Gauss de media por canal con solenoides flex
800 Gauss de media totales (para 4 canales)

Frecuencia

Ajustable en programación de 5 a 200 Hz

Ciclo de Trabajo

De 5% a 50% con incrementos del 5%

Alimentación

- Red
- Paquete Batería (opcional)

Tamaño

170x220x60 mm


Peso

820 gr



DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000
- 4 Solenoides flexibles de 300x100 mm
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G6039 Colchoneta terapéutica con efecto memoria, 4 bobinas, 700x440 mm para perros de tamaño pequeño y gatos. Para perros de tamaño grande es recomendable comprar 2 colchonetas individuales que se pueden unir con velcro.



MAGNETOVET 4000

MAGNETOTERAPIA

Rev. Es_02_2022

LISTA PROGRAMAS

PERRO/GATO

Fracturas

Pseudoartrosis

Osteoartrosis

Heridas/Úlceras

Osteoartrosis cadera

Osteoartrosis rodilla

Osteoartrosis codo

Osteoartrosis hombro

Espondiloartrosis

Discopatía

Luxación

Artritis

Artrosis

Retraso consolidación fractura

Cicatrización

Edema

Relajación muscular

Retención urinaria

Músculo liso

Parálisis periférica

Dolor inflamatorio

CABALLO

Fracturas

Heridas/Úlceras

Osteoartrosis codo

Osteoartrosis hombro

Artritis

Artrosis

Retraso consolidación fractura