

PHYSIOLASER 1000

TERAPIA LÁSER

PHYSIOLASER 1000 ES UN PRODUCTO DE LA LÍNEA PROFESIONAL. POTENTE Y PORTÁTIL, EL APARATO ESTÁ INDICADO PARA ACELERAR LA RECUPERACIÓN DE LOS TEJIDOS INFLAMADOS, REGENERAR LAS CÉLULAS Y MEJORAR LA MICROCIRCULACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

1 W \pm 20%

Configurado longitud de onda

808 nm

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación


Red y batería recargable

Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 1000
- 1 Manípulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE
0476



Favorites

FAVORITOS



PRO

PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON
RED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 1000

TERAPIA LÁSER

ELENCO PROGRAMMI

SALUD - REHAB

Artrosis

Distorsión tobillo

Dolor rodilla

Edema esguince de tobillo

Meniscopatía

Osteoartritis Rodilla

Tendinitis aquiles

Dolor de dedos

Dolor miofascial hombro

Dolor articular hombro

Epicondilitis

Hombro congelado

Túnel carpiano

Dolor crónico dolor de espalda

Dolor de espalda agudo

Dolor de espalda con radiculopatías

Dolor de cuello

Dolor de cuello con radiculopatías

Dolor miofascial cuello

Osteoartritis cuello

Dolor temporomandibular

Tendinopatías

Heridas

ESTÉTICA - FITNESS

ESTÉTICA CARA

Arrugas

Acné

Piel deshidratada

Rejuvenecimiento piel

Skin - lifting facial

Arrugas de expresión

Arrugas de cuello

Rojeces

Teleangectasie

ESTÉTICA CUERPO

Estrías pecho

Celulitis edematosa en muslos, caderas y glúteos

Celulitis fibrosa en muslos, caderas y glúteos

Grasa y celulitis difusa

Estrías

Depilación

Cicatrices

Estasis linfática localizada