

# PHYSIOLASER 12.0 PRO

## TERAPIA LÁSER

LA VERSIÓN «PRO» DEL PHYSIOLASER 12.0 ESTÁ DISEÑADA PARA EL PROFESIONAL QUE UTILIZA EL DISPOSITIVO CON FRECUENCIA Y PREFIERE MANTENERLO SIEMPRE COLOCADO EN UN CARRO. LOS 12W DE POTENCIA MÁXIMA PERMITIRÁN TRATAMIENTOS RÁPIDOS Y EFECTIVOS INCLUSO EN LAS ZONAS DEL CUERPO MÁS GRANDES, UTILIZANDO LA ÓPTICA DE 22 MM SUMINISTRADA CON EL DISPOSITIVO. LA AMPLIA BIBLIOTECA DE PROGRAMAS GARANTIZA TAMBIÉN AL PROFESIONAL LA POSIBILIDAD DE TRATAR CUALQUIER TRASTORNO MUSCULOESQUELÉTICO Y ALGUNOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON HERIDAS Y ÚLCERAS DE LA PIEL.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

#### Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

#### Potencia máxima

12 W  $\pm$ 20%

#### Configurado longitud de onda

808 nm

980 nm y 1064 nm (opcionales)

980nm e 1064nm (opzionali)

#### Emisión

Pulsada y continua

#### Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica de 22 mm

#### Frecuencia

Hasta 10000 Hz

#### Alimentación


Red y batería recargable

#### Tamaño y peso

220x170x60 mm - 1,12 Kg

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 12.0 PRO
- 1 Manípulo láser de 808 nm con ópticas de 11 mm y 22 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



### OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5995 Manípulo HP 980 nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm potencia 3 W



CE  
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 12.0 PRO

## TERAPIA LÁSER

### LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

#### PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 808 nm

##### MUSCOLO SCHELETRICO

###### GENÉRICO

Artrosis
Artritis reumatoide
Lesiones musculares
Contractura muscular
Descontracturante
Fibromialgia
Radiculopatías
Tendinopatías
Neuralgia
Neuralgia posherpética
Enfermedad de Sudeck
Bursitis
Edema

###### BRAZO - MANO

Artrosis
Artritis reumatoide
Enfermedad de Raynaud
Dolor dedos
Epicondilitis
Túnel carpiano
Fracturas de muñeca
Dolor de muñeca
Tendinitis
Edema
Fractura radio

###### RODILLA

Artrosis
Artritis reumatoide
Dolor agudo
Dolor crónico
Meniscopatía
Bursitis
Patelofemoral
Edema
Lesión del ligamento
Gonalgia
Distorsión
Condromalacia
Condropatía
Tendinitis fémur-rótula

###### PIE - TOBILLO

Artrosis
Artritis reumatoide
Metatarsalgia
Dolor de tobillo
Fascitis plantar
Tend. del Aquiles
Distorsión
Edema
Talalgia

###### ESPALDA

Artrosis vertebral
Dolor agudo
Lumbalgia
Dolor miofascial
Radiculopatías
Artritis reumatoide

###### HOMBRO

Dolor miofascial
Artrosis
Capsulitis adhesiva
Bursitis
Conflicto subacromial
Tendinitis
Luxaciones
Lesiones en tendones
Artritis reumatoide
Edema

###### CABEZA - CUELLO

Artrosis
Radiculopatías
Dolor miofascial
Dolor cervical crónico
Dolor temporomandibular
Artritis reumatoide
Neuralgia del trigémino
Hernia cervical

##### DERMATOLOGÍA

Úlceras
Cicatrización_úlceras
Heridas

#### PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 980 nm

Antálgico
Dolor cervical
Dolor lumbar
Bursitis
Quiste de Baker
Cruralgia
Síndrome de De Quervain
Distorsiones
Contusiones
Dolor agudo
Dolor crónico
Edemas
Hematomas
Hematomas extensos
Epicondilitis
Epitrocleititis
Hernia de disco
Fibromialgia
Inflamaciones
Lesiones ligamentos
Lesiones musculares
Meniscopatía
Sinovitis
Desgarros musculares
Tendinopatía
Túnel carpiano