

PHYSIOLASER 500

TERAPIA LÁSER

PRODUCTO INDICADO PARA ACELERAR LA RECUPERACIÓN DE LOS TEJIDOS INFLAMADOS, REGENERAR LAS CÉLULAS Y MEJORAR LA MICROCIRCULACIÓN. PHYSIOLASER 500 FAVORECE LOS PROCESOS NATURALES DE CURACIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

0,5 W \pm 20%

Configurado longitud de onda

808 nm

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Frecuencia

Hasta 10000Hz

Alimentación

Red y batería recargable

Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

· 1 Maletín

· 1 Dispositivo PHYSIOLASER 500


· 1 Manipulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm

· 2 Gafas de protección (paciente y operador)

· 1 Botón de emergencia

· 1 Alimentador

· 1 Manual de uso



CE
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON
RED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 500

TERAPIA LÁSER

LISTA PROGRAMAS

SALUD - REHAB

Artrosis

Distorsión tobillo

Dolor rodilla

Edema esguince de tobillo

Dolor articular del hombro

Epicondilitis

Dolor crónico dolor de espalda

Dolor de cuello

Tendinopatías

ESTÉTICA CUERPO

ESTÉTICA CARA

Arrugas

Acné

Rejuvenecimiento piel

Skin - lifting facial

Arrugas de expresión

Rojeces

ESTÉTICA CUERPO

Estrías pecho

Celulitis edematosa muslos, caderas y glúteos

Grasas y celulitis difusa

Estrías

Cicatrices