

PHYSIOLASER 6.0 PRO

TERAPIA LÁSER

PHYSIOLASER 6.0 PRO ES UN DISPOSITIVO PEQUEÑO Y DE POCO PESO ADECUADO TANTO PARA SER COLOCADO EN UN CARRO COMO PARA SER TRANSPORTADO, SI ES NECESARIO, A OTRAS HABITACIONES. CON SU POTENCIA MÁXIMA DE 6W, ES IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES Y MUSCULARES, REDUCIENDO RÁPIDAMENTE EL DOLOR Y EDEMA Y FAVORECIENDO UNA RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA DE LOS TEJIDOS LESIONADOS E INFLAMADOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminada

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

6 W \pm 20%

Configurado longitud de onda

808 nm

980 nm y 1064 nm (opcionales)

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica desde 22 mm (opcional)

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación


Red y batería recargable

Tamaño y peso

220x170x60 mm - 1,12 Kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 6.0 PRO
- 1 Manípulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5994 Manípulo MP 980 nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm potencia 3 W
- Cod. G6092 Óptica de 22 mm



CE
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON
RED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 6.0 PRO

TERAPIA LÁSER

LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 808 nm

MUSCULOESQUELÉTICO

GENÉRICO

Artrosis
Artritis reumatoide
Lesiones musculares
Contractura muscular
Fibromialgia
Radiculopatías
Tendinopatías
Neuralgia
Bursitis
Edema

BRAZO - MANO

Artrosis
Artritis reumatoide
Epicondilitis
Túnel carpiano
Dolor de muñeca
Tendinitis

RODILLA

Artrosis
Artritis reumatoide
Dolor agudo
Dolor crónico
Meniscopatía
Bursitis
Patelofemoral
Edema
Lesión del ligamento
Gonalgia
Distorsión
Condropatía
Tendinitis fémur-rótula

PIE - TOBILLO

Artrosis
Artritis reumatoide
Dolor de tobillo
Fascitis plantar
Tend. del Aquiles
Distorsión
Edema
Talalgia

ESPALDA

Artrosis vertebral
Dolor agudo
Lumbalgia
Dolor miofascial
Radiculopatías
Artritis reumatoide

HOMBRO

Dolor miofascial
Artrosis
Capsulitis adhesiva
Bursitis
Conflicto subacromial
Tendinitis
Lesiones en tendones
Artritis reumatoide

CABEZA - CUELLO

Artrosis
Radiculopatías
Dolor cervical crónico
Dolor temporomandibular
Artritis reumatoide
Neuralgia del trigémino

DERMATOLOGÍA

Úlceras
Heridas

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 980 nm

Antálgico
Dolor cervical
Dolor lumbar
Bursitis
Quiste de Baker
Cruralgia
Síndrome de De Quervain
Distorsiones
Contusiones
Dolor agudo
Dolor crónico
Edemas
Hematomas
Hematomas extensos
Epicondilitis
Epitrocleititis
Hernia de disco
Fibromialgia
Inflamaciones
Lesiones ligamentos
Lesiones musculares
Meniscopatía
Sinovitis
Desgarros musculares
Tendinopatía
Túnel carpiano