

# PHYSIOLASER 6.0

## TERAPIA LÁSER

PHYSIOLASER 6.0 ES UN DISPOSITIVO LIGERO Y PORTÁTIL, PERFECTO PARA LLEVAR SIEMPRE ENCIMA SI SE DESEAN REALIZAR TRATAMIENTOS EN DISTINTOS CENTROS MÉDICOS. CON SU POTENCIA MÁXIMA DE 6W, ES IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS OSTEOARTICULARES Y MUSCULARES, REDUCIENDO RÁPIDAMENTE EL DOLOR Y EDEMA Y FAVORECIENDO UNA RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA DE LOS TEJIDOS LESIONADOS E INFLAMADOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

#### Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

#### Potencia máxima

6 W  $\pm$ 20%

#### Configurado longitud de onda

808 nm

980 nm y 1064nm (opcionales)

#### Emisión

Pulsada y continua

#### Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica desde 22 mm (opcional)

#### Frecuencia

Hasta 10000 Hz

#### Alimentación


Red y batería recargable

#### Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PHYSIOLASER 6.0
- 1 Manípulo láser de 808nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



### OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5994 Manípulo MP 980 nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm potencia 3 W
- Cod. G6092 Óptica de 22 mm



CE  
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PHYSIOLASER 6.0

## TERAPIA LÁSER

### LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

#### PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 808 nm

##### MUSCULOESQUELÉTICO

###### GENÉRICO

Artrosis
Artritis reumatoide
Lesiones musculares
Contractura muscular
Fibromialgia
Radiculopatías
Tendinopatías
Neuralgia
Bursitis
Edema

###### BRAZO - MANO

Artrosis
Artritis reumatoide
Epicondilitis
Túnel carpiano
Dolor de muñeca
Tendinitis
Edema

###### RODILLA

Artrosis
Artritis reumatoide
Dolor agudo
Dolor crónico
Meniscopatía
Bursitis
Patelofemoral
Edema
Lesión del ligamento
Gonalgia
Distorsión
Condropatía
Tendinitis fémur-rótula

###### PIE - TOBILLO

Artrosis
Artritis reumatoide
Dolor de tobillo
Fascitis plantar
Tend. del Aquiles
Distorsión
Edema
Talalgia

###### ESPALDA

Artrosis vertebral
Dolor agudo
Lumbalgia
Dolor miofascial
Radiculopatías
Artritis reumatoide

###### HOMBRO

Dolor miofascial
Artrosis
Capsulitis adhesiva
Bursitis
Conflicto subacromial
Tendinitis
Lesiones en tendones
Artritis reumatoide

###### CABEZA - CUELLO

Artrosis
Radiculopatías
Dolor cervical crónico
Dolor temporomandibular
Artritis reumatoide
Neuralgia del trigémino

##### DERMATOLOGÍA

Úlceras

#### PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 980 nm

Antálgico
Dolor cervical
Dolor lumbar
Bursitis
Quiste de Baker
Cruralgia
Síndrome de De Quervain
Distorsiones
Contusiones
Dolor agudo
Dolor crónico
Edemas
Hematomas
Hematomas extensos
Epicondilitis
Epitrocleititis
Hernia de disco
Fibromialgia
Inflamaciones
Lesiones ligamentos
Lesiones musculares
Meniscopatía
Sinovitis
Desgarros musculares
Tendinopatía
Túnel carpiano