

PODCARE 2.0

TERAPIA LÁSER

PODCARE 2.0 ES UN DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE CUENTA CON PROTOCOLOS PARA TRATAR DIVERSAS ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS, CON UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS APLICACIONES PODOLÓGICAS COMO LA ONICOMICOSIS, ONICOCRIPTOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS TÍPICAS DEL PIE Y LA PIERNA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

2 W \pm 20%

Configurado longitud de onda

808 nm

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica desde 3 mm (opcional)

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación


Red y batería recargable

Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PODCARE 2.0
- 1 Manípulo láser de 808 nm con ópticas de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5547 Óptica de 3 mm



CE
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON
RED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 2.0

TERAPIA LÁSER

LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

MUSCULOESQUELÉTICO

GENÉRICO

Artrosis

Artritis reumatoide

Contractura muscular

Fibromialgia

Radiculopatías

Tendinopatías

Neuralgia

Bursitis

Edema

BRAZO - MANO

Artrosis

Artritis reumatoide

Epicondilitis

Túnel carpiano

Dolor de muñeca

RODILLA

Artrosis

Artritis reumatoide

Meniscopatía

Lesión del ligamento

Condropatía

PIE - TOBILLO

Artrosis

Artritis reumatoide

Onicocriptosis

Onicomiosis

Dolor de tobillo

Fascitis plantar

Tend. del Aquiles

Distorsión

Neuroma de Morton

ESPALDA

Artrosis vertebral

Lumbalgia

Radiculopatías

HOMBRO

Capsulitis adhesiva

Conflicto subacromial

Lesiones en tendones

Artritis reumatoide

CABEZA - CUELLO

Artrosis

Dolor cervical crónico

Dolor temporomandibular

Artritis reumatoide

DERMATOLOGÍA

Heridas