

PODCARE 6.0

TERAPIA LÁSER

PODCARE 6.0 ES UN DISPOSITIVO LIGERO Y PORTÁTIL, PERFECTO PARA LLEVAR SIEMPRE ENCIMA SI SE DESEAN REALIZAR TRATAMIENTOS EN DISTINTOS CENTROS MÉDICOS. ESTÁ EQUIPADO CON UN DIODO 808NM, CON UNA POTENCIA MÁXIMA DE 6W. EL DISPOSITIVO ES IDEAL PARA LAS APLICACIONES PODOLÓGICAS EN EL PIE Y EL TOBILLO, PERO ADEMÁS SE COMPLETA CON UNA SERIE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ÚLCERAS, HERIDAS Y TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2,6", retroiluminado

Fuente láser

Diodo GaAlAs de clase 4

Potencia máxima

6 W \pm 20%

Configurado longitud de onda

808 nm

Emisión

Pulsada y continua

Dimensiones área objetivo

Óptica de 11 mm

Óptica desde 22 mm (opcional)

Frecuencia

Hasta 10000 Hz

Alimentación


Red y batería recargable

Tamaño y peso

100x160x35 mm - 450 gr

DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Maletín
- 1 Dispositivo PODCARE 6.0
- 1 Manípulo láser de 808 nm con óptica de 11 mm
- 2 Gafas de protección (paciente y operador)
- 1 Botón de emergencia
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G5994 Manípulo MP 980 nm
- Cod. G5996 Manípulo 1064 nm potencia 3 W
- Cod. G6092 Óptica de 22 mm



CE
0476



FAVORITOS



PROGRAMABLE



PAQUETE DE BATERÍA



ALIMENTACIÓN CON
RED ELÉCTRICA

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 6.0

TERAPIA LÁSER

LISTA DE PROGRAMAS MÉDICOS

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 808 nm

MUSCULOESQUELÉTICO

GENÉRICO

Artrosis
Artritis reumatoide
Lesiones musculares
Contractura muscular
Fibromialgia
Radiculopatías
Tendinopatías
Neuralgia
Bursitis
Edema

CABEZA - CUELLO

Artrosis
Radiculopatías
Dolor cervical crónico
Dolor temporomandibular
Artritis reumatoide

BRAZO - MANO

Artrosis
Artritis reumatoide
Enfermedad de Raynaud
Dolor de dedos
Epicondilitis
Túnel carpiano
Dolor de muñeca
Tendinitis

RODILLA

Artrosis
Artritis reumatoide
Meniscopatía
Bursitis
Patelofemoral
Lesión del ligamento
Distorsión
Condropatía
Tendinitis fémur-rótula

PIE - TOBILLO

Artrosis
Artritis reumatoide
Onicocriptosis
Onicomicosis
Metatarsalgia
Dolor de tobillo
Fascitis plantar
Tendinitis extensores
Tendinopatías distales
Tendinitis de Aquiles
Tendinitis tobillo
Distorsión
Neuroma de Morton
Talalgia
Enfermedad de Raynaud

ESPALDA

Artrosis vertebral
Lumbalgia
Dolor miofascial
Radiculopatías
Artritis reumatoide

HOMBRO

Dolor miofascial
Artrosis
Capsulitis adhesiva
Bursitis
Conflicto subacromial
Tendinitis
Luxaciones
Lesiones tendinosas
Artritis reumatoide

DERMATOLOGÍA

Úlceras
Cicatrización_úlceras
Heridas

PROGRAMAS DE LONGITUD DE ONDA DE 980 nm

Antálgico
Dolor cervical
Dolor lumbar
Bursitis
Quiste de Baker
Cruralgia
Síndrome de De Quervain
Distorsiones
Contusiones
Dolor agudo
Dolor crónico
Edemas
Hematomas
Hematomas extensos
Epicondilitis
Epitrocleititis
Hernia de disco
Fibromialgia
Inflamaciones
Lesiones ligamentos
Lesiones musculares
Meniscopatía
Sinovitis
Desgarros musculares
Tendinopatía
Túnel carpiano