

TECAR BEAUTY 7000

TECARTERAPIA ESTÉTICA

DISPOSITIVO POTENTE Y VERSÁTIL DE LA GAMA TECAR BEAUTY. DISPONE DE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL A COLOR PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA DE TRATAMIENTOS Y LA MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS, UN ATLAS QUE DESCRIBE LOS TRATAMIENTOS DIVIDIDOS EN LAS DISTINTAS PARTES DEL CUERPO CON FOTOS A COLOR Y UNA SECCIÓN DONDE EL OPERADOR PUEDE ESTRUCTURAR Y ALMACENAR TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS. ¡LA MEJOR EXPRESIÓN DE TECAR BEAUTY PARA TRATAMIENTOS DE BELLEZA!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño pantalla táctil a colores de 7"

Potencia

350 W \pm 10%

Frecuencias de emisión

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,
1000 kHz, 1200 kHz, \pm 10%

Modalidades de tratamiento

Capacitivo y Resistivo

Electrodos capacitivos

3 tamaños \varnothing (30, 50, 70 mm)

Electrodos resistivos

3 tamaños \varnothing (30, 50, 70 mm)

Alimentación con red eléctrica

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

Tamaño

515x340x170 mm

Peso

11,5 Kg

DOTACIÓN ESTÁNDAR

· Cod. G6248

· 1 Unidad TECAR BEAUTY BEAUTY 7000

· 1 Electrodo de retorno (placa flexible)

· 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 electrodos
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo capacitivo monopolar con 3 electrodos
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo bipolar \varnothing (30 mm)

· 1 Kit de tratamiento Manos Libres

· 1 Bote de 500 ml de crema facial conductora con
ácido hialurónico

· 1 Bote de 1000 ml de crema de drenaje linfático
conductor con escina, fucus y cafeína

· 1 Cable de alimentación

· 1 Manual de instrucciones

CE

















GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TECAR BEAUTY 7000

TECARTERAPIA ESTÉTICA

LISTA PROGRAMAS ATLAS ESTÉTICO

<p>CARA</p> <p>Arrugas</p> <hr/> <p>Contorno ojos</p> <hr/> <p>Cicatrices por acné</p> <hr/> <p>Lifting</p> <hr/> <p>Enrojecimiento</p> <hr/> <p>Masaje relajante</p> <p>ESCOTE</p> <p>Lifting</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <p>BRAZO-MANO</p> <p>Arrugas</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Rejuvenecimiento</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Estrías</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <p>ABDOMEN-CADERAS</p> <p>Reducción adiposidad</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Estrías</p>	<p>GLÚTEOS</p> <p>Estrías</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Drenaje linfático</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <hr/> <p>Celulitis edematosa</p> <hr/> <p>Celulitis fibrosa</p> <hr/> <p>Celulitis esclerótica</p> <p>Masaje</p> <p>ESPALDA</p> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Masaje</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <p>MUSLOS Y PIERNAS</p> <p>Estrías</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Drenaje linfático</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <hr/> <p>Celulitis edematosa</p> <hr/> <p>Celulitis fibrosa</p> <hr/> <p>Celulitis esclerótica</p> <hr/> <p>Masaje</p>	<p> ATLAS DE LOS TRATAMIENTOS</p> <p> TRATAMIENTOS PULSADOS</p> <p> TRATAMIENTOS EN ATERMIA</p> <p> RESISTIVO</p> <p> CAPACITIVO</p> <p> MULTIFRECUENCIA</p> <p> EXPLORACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS FRECUENCIAS</p> <p> MIOFASIALES</p> <p> VEHICULACIÓN TRANSDÉRMICA</p> <p> MODALIDAD MANOS LIBRES</p> <p> BIPOLAR</p> <p> PANTALLA A COLOR</p> <p> PANTALLA TÁCTIL</p> <p> ALIMENTACIÓN CON RED</p>
---	---	--

En el **Área de Predefinidos-Estética**, también hay 13 programas predefinidos relacionados con patologías específicas que se concentran en 5 áreas de tratamiento diferentes

ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS	ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS
Drenaje linfático	1	Laxitud cutánea	
Adiposidad localizada		• Leve	1
• Pliegue < 4 cm	1	• Moderada	1
• Pliegue 4-8 cm	1	• Grave	1
• Pliegue > 8 cm	1	Ringiovanimento viso-decollete	
Tratamiento celulitis		• Leve	1
• Celulitis leve	1	• Moderada	1
• Celulitis moderada	1	• Grave	1
• Celulitis grave	1		