

# TECAR BEAUTY ELITE

## TECARTERAPIA ESTÉTICA

TECAR BEAUTY BELLEZA ES UN MÉTODO NO INVASIVO QUE CONTRAE EL ENVEJECIMIENTO Y LAS LAXITUDES DE LA PIEL. LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS PRODUCIDAS POR EL DISPOSITIVO PENETRAN EN LA DERMA LIBERANDO CALOR EN LOS TEJIDOS. ESTO FACILITA LA SÍNTESIS DE NUEVO COLÁGENO Y ELASTINA ESTIMULADA, MEJORANDO VISIBILMENTE LA COMPACTIBILIDAD DE LA PIEL. ADEMÁS, EL PRODUCTO TÉRMICO AYUDA A LA MICROCIRCULACIÓN, FAVORECIENDO UNA MEJOR OXIGENACIÓN DE LOS TEJIDOS. DISPOSITIVO PROFESIONAL APTO PARA ESTUDIOS ESTÉTICOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño pantalla táctil a colores de 7"

#### Potencia

50 W  $\pm$ 10% Capacitivo  
25 W  $\pm$ 10% Resistivo

#### Frecuencias de emisión

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,  
1000 kHz, 1200 kHz,  $\pm$  10%

#### Modalidades de tratamiento

Capacitivo y Resistivo

#### Electrodos capacitivos

3 tamaños  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Electrodos resistivos

3 tamaños  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

#### Alimentación con red eléctrica

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

#### Tamaño

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

· Cod. G6243

· 1 Unidad de TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Electrodo de retorno (placa flexible)

· 1 Manípulo capacitivo monopolar con 3 electrodos  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 electrodos  $\varnothing$  (30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo bipolar  $\varnothing$  (30 mm)

· 1 Bote de 500 ml de crema facial conductora con ácido hialurónico

· 1 Bote de 1000 ml de crema de drenaje linfático conductor con escina, fucus y cafeína

· 1 Cable de alimentación

· 1 Manual de instrucciones



En cumplimiento del Decreto Interministerial n. 206/2015, el dispositivo es adecuado para centros de belleza.



# TECAR BEAUTY ELITE

## TECARTERAPIA ESTÉTICA

### LISTA PROGRAMAS ATLAS ESTÉTICO

#### CARA

Arrugas
Contorno ojos
Cicatrices por acné
Lifting
Enrojecimiento
Masaje relajante

#### ESCOTE

Lifting
Cicatrices
Reafirmante

#### BRAZO-MANO

Arrugas
Reafirmante
Rejuvenecimiento
Cicatrices

Estrías
Reducción adiposidad

#### ABDOMEN-CADERAS

Reducción adiposidad
Reafirmante
Cicatrices
Estrías

#### GLÚTEOS

Estrías
Reafirmante
Cicatrices
Drenaje linfático
Reducción adiposidad
Celulitis edematosa
Celulitis fibrosa
Celulitis esclerótica
Masaje

#### ESPALDA

Reafirmante
Cicatrices
Masaje
Reducción adiposidad

#### MUSLOS Y PIERNAS

Estrías
Reafirmante
Cicatrices
Drenaje linfático
Reducción adiposidad
Celulitis edematosa
Celulitis fibrosa
Celulitis esclerótica
Masaje



ATLAS DE LOS TRATAMIENTOS



RESISTIVO



CAPACITIVO



MULTIFRECUENCIA



MIOFASCIALES



MODALIDAD MANOS LIBRES



BIPOLAR



PANTALLA A COLOR



PANTALLA TÁCTIL



ALIMENTACIÓN CON RED

En el **Área de Predefinidos-Estética**, también hay 13 programas predefinidos relacionados con patologías específicas que se concentran en 5 áreas de tratamiento diferentes

ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS	ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS
<b>Drenaje linfático</b>	1	<b>Laxitud cutánea</b>	
<b>Adiposidad localizada</b>		• Leve	1
• Pliegue < 4 cm	1	• Moderada	1
• Pliegue 4-8 cm	1	• Grave	1
• Pliegue > 8 cm	1		
<b>Tratamiento celulitis</b>		<b>Ringiovanimento viso-decollete</b>	
• Celulitis leve	1	• Leve	1
• Celulitis moderada	1	• Moderada	1
• Celulitis grave	1	• Grave	1