

# ELITE

## ELECTROTERRAPIA 4 CANALES | 98 PROGRAMAS

PRODUCTO DE CUATRO CANALES PARA CADA NECESIDAD DE TRATAMIENTO.

32 SPORT | 29 BELLEZA | 26 FITNESS | 9 TENS | 2 REHAB

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Monitor

Tamaño de área visible 2,6"

#### Canales

4 independientes (8 electrodos)

#### Frecuencia

0,3-150 Hz \*

#### Amplitud de impulso

40-450  $\mu$ s \*

#### Potencia

0-120 mA por canal

#### Alimentación

Baterías recargables

#### Tamaño

100x160x35 mm


#### Peso

440 gr

\* De acuerdo al tipo de corriente

### DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Electro-estimulador ELITE
- 4 Cables para la conexión a los electrodos
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo



CE  
0476



- TENS TENS
- Last10 LAST 10
- MULTI USER MULTI USER
- MY TRAINER MY TRAINER
- SyS Syncro Stim SYNCRO STIM
- BATERÍA RECARGABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

### LISTA DE PROGRAMAS

#### DEPORTE

Demo

---

Pluma busca puntos

---

Capilarización

---

Calentamiento

---

Recuperación Activa Post entrenam.

---

Fuerza Maximal

---

Fuerza Resistente

---

Fuerza Explosiva

---

Reactividad

#### FITNESS

Endurecimiento

---

Endurecimiento Bio-Pulse

---

Modelado

---

Tonificación

---

Aumento masa

#### BELLEZA

Drenaje

---

Drenaje Bio-Pulse

---

Lipólisis

---

Lipólisis Bio-Pulse

---

Masaje tonificante

---

Masaje relajante Bio-Pulse

---

Vascularización

---

Capilarización Rostro

---

Efecto Lifting Rostro

#### TENS Y DOLOR

Tens Antalgica

---

Tens Endorfinica

---

Contracturas

---

Ematomas

---

Ciática

---

Lumbalgia

---

Cervical

---

Dolor de hombro

---

Epicondilitis

#### REHAB

Recupero Atrofia Miembros Inferiores

---

Recupero Atrofia Miembros Superiores