

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMAS

PRODUCTO DE FISIOTERAPIA ADECUADO PARA RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD COMPROMETIDA POR TRAUMA.

8 SALUD Y REHAB


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor
Tamaño de área visible 2.6"
Canales
1
Intensidad emitida
120 Gauss de media
Frecuencia regulable
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Alimentación
Red
Tamaño
100x160x35 mm
Peso
260 gr

DOTACIÓN

Código **G3947**

- 1 Bolso
- 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM L
- 1 Difusor flexible, 300x100 mm
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



CE
0476



- LAST 10
- OPCIÓN ALQUILER
- ALIMENTACIÓN A RED

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM L

MAGNETOTERAPIA | 8 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

SALUD-REHAB

Pequeñas fracturas

Grandes fracturas

Osteoartritis cervical

Dolor de espalda

Osteoporosis

Artrosis

Artritis

Epicondilitis