

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMAS

DISPOSITIVO DE MAGNETOTERAPIA QUE INCLUYE UNA GAMA COMPLETA DE PROGRAMAS PREESTABLECIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS OSTEOARTICULARES MÁS COMUNES. EL DISPOSITIVO ESTÁ ENTRE LOS MÁS POTENTES DEL MERCADO E INCLUYE DOS SOLENOIDES.


32 SALUD Y REHAB | 14 ESTÉTICA Y FITNESS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor
Tamaño de área visible 2.6"
Canales
2 independientes
Intensidad emitida
- 200 Gauss de media por canal - 400 Gauss de media totales (para 2 canales)
Frecuencia regulable
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Alimentación
- Red - A batería recargable (no incluido)
Tamaño
100x160x35 mm
Peso
280 gr

DOTACIÓN

Código G3956
· 1 Bolso
· 1 Unidad de magnetoterapia MAGNUM XL PRO
· 2 Difusores flexibles, 300x100 mm
· 1 Magnum Test
· 1 Alimentador
· 1 Manual operativo



OPCIÓN DE COMPRA

Código **G6033** MAGNUM XL PRO con 2 difusores Pocket Pro



CE
0476



- EASY PROGRAM
- LAST 10
- PROGRAMABLE
- MULTI USER
- OPCIÓN ALQUILER
- RUN TIME / AJUSTE PARÁMETROS
- ALIMENTACIÓN CON REED ELÉCTRICA

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTERAPIA | 46 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

SALUD - REHAB

Fracturas

Fractura hombro

Fractura de clavícula

Fractura cuello femoral

Fractura antebrazo

Fractura pelvis

Fractura fibia

Fractura muñeca

Fractura escafoides

Retraso consolidación fractura

Manguito Rotador

Tunel carpiano

Dolor de espalda

Artrosis

Osteoporosis

Osteoartritis mano

Osteoartritis cadera

Osteoartritis hombro

Osteoartritis columna

Osteoar. de rodilla

Osteoartritis cervical

Prótesis rodilla

Post-operatorio LCA

Limpieza de cartilago

Proteis cadera

Epitrocleitis

Epicondilitis

Tendinitis

Edemas

Dolores articulares

Esguince tobillo

Artritis

BELLEZA-FITNESS

Drenaje abdomen

Drenaje miembros superiores

Drenaje muslos, glúteos, caderas

Celulitis abdomen

Celulitis miembr. sup.

Celulitis gluteos caderas

Estados edematosos

Piernas hinchadas

Tratamiento reactivantes

Tratamiento tonific.tejidos

Acne

Cicatrices

Arrugas faciales

Estrias