

# STIMVET 200

## ELECTROTERAPIA 4 CANALES

STIMVET200 ES UN ELECTROESTIMULADOR PORTÁTIL INDICADO PARA LA REHABILITACIÓN MUSCULAR Y EL TRATAMIENTO ANTÁLGICO DE PERROS Y GATOS. LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR ESTÁN INDICADOS TANTO PARA SUJETOS QUE NECESITAN RECUPERARSE DE UNA SITUACIÓN DE ATROFIA MUSCULAR COMO PARA PERROS DEPORTIVOS O DE TRABAJO QUE NECESITAN AUMENTAR SU CAPACIDAD ATLÉTICA. LAS CORRIENTES TENS, POR OTRO LADO, ESTÁN INDICADAS PARA ESTADOS DE DOLOR CRÓNICO Y AGUDO Y PERMITEN QUE EL ANIMAL SE ENCUENTRE MEJOR, REDUCIENDO TAMBIÉN LA INGESTA DE MEDICAMENTOS.


PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERRO Y GATO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Pantalla</b>
Tamaño 2,6", retroiluminada
<b>Canales</b>
4 independientes (8 electrodos)
<b>Frecuencia</b>
1-150Hz
<b>Ancho de impulso</b>
50-450µs
<b>Intensidad</b>
80mA por canal
<b>Alimentación</b>
Paquete de batería
<b>Dimensiones</b>
100x160x35 mm
<b>Peso</b>
440 gr

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Bolsa
- 1 Dispositivo STIMVET 200
- 4 Bandas elásticas
- 2 Cables grises para microcorriente
- 4 Cables de colores para la conexión de electrodos
- 4 Electrodos cuadrados de silicona
- 4 Electrodos rectangulares de silicona
- 1 Bote de gel de 260 ml
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso



CE



- TENS** TENS
- MENS** MENS
- SPIN TIME** RUN TIME
- Last 10** LAST 10
- Favorites** FUNCIÓN FAVORITOS
- MULTI USER** MULTI USER
- PRO** PROGRAMMABLE
- STIM LOCK** STIM LOCK
- 2+2** FUNCIÓN 2+2
- SyS** SYNCRO STIM
- PAQUETE DE BATERÍA** PAQUETE DE BATERÍA

# STIMVET 200

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI

Rev. It\_08\_2021

### LISTA PROGRAMAS

#### PERRO

##### EMS

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Prevención atrofia extremidades anteriores

Prevención atrofia extremidades posteriores

Prevención atrofia tronco

Refuerzo muscular extremidades anteriores

Refuerzo muscular extremidades posteriores

Refuerzo muscular tronco

Síndrome de Wobbler

##### TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulado anti-acomodación

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartrosis

Síndrome de Wobbler

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

##### DEPORTE

Fuerza máxima extremidades anteriores

Fuerza máxima extremidades posteriores

Fuerza resistente extremidades anteriores

Fuerza resistente extremidades posteriores

Fuerza explosiva extremidades anteriores

Fuerza explosiva extremidades posteriores

Descontracturante

Enfriamiento

##### MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago

#### GATO

##### EMS

Recuperación poscirugía LCA

Contracturas

Prevención atrofia extremidades anteriores

Prevención atrofia extremidades posteriores

Prevención atrofia tronco

Refuerzo muscular extremidades anteriores

Refuerzo muscular extremidades posteriores

Refuerzo muscular tronco

##### TENS

TENS endorfinica

TENS analgésica convencional

TENS modulado anti-acomodación

Dolor postoperatorio

Dolor por fracturas

Osteoartrosis

Discopatía

Espondilolartrosis

Estenosis lumbosacra

##### MICROCORRIENTES

Osteogénesis

Cicatrización heridas

Cartílago