

# DUO TENS

## ELECTROTERRAPIA 2 CANALES | 20 PROGRAMAS

EL PRODUCTO IDEAL PARA TRATAR LOS SÍNTOMAS DOLOROSOS MÁS COMUNES

16 TENS Y DOLOR | 3 DEPORTE | 1 FITNESS, BELLEZA, BIENESTAR

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Monitor

Tamaño de área visible 2,5"

#### Canales

2 independientes (4 electrodos)

#### Frecuencia

1-150 Hz

#### Amplitud de impulso

50-400  $\mu$ s

#### Potencia

0-100 mA por canal

#### Alimentación

A batería recargable

#### Tamaño


80x130x25 mm

#### Peso

220 gr

### DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Estimulador DUO TENS
- 2 Cables para la conexión a los electrodos
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo



CE  
0476



- TENS TENS
- PTD PROGRAMABLE
- Sys SYNCRO STIM
- BATERÍA RECARGABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# DUO TENS

## ELECTROTERAPIA 2 CANALES | 20 PROGRAMAS

### LISTA DE PROGRAMAS

#### TENS Y DOLOR

Tens antálgico convencional

---

Tens endorfinico

---

Tendinitis manguito rotador

---

Dolor muscular

---

Osteoartritis rodilla

---

Dolor post-operación

---

Lesión muscular

---

Dolor cervical

---

Dolor trapecio

---

Ciática

---

Lumbalgia

---

Epicondilitis

---

Periartritis escapulo humeral

---

Túnel carpiano

---

Osteoartritis

---

Dolores menstruales

#### DEPORTE

Descontracturante

---

Fuerza máxima

---

Enfriamiento

#### FITNESS, BELLEZA Y BIENESTAR

Modelado