

# LIPOZERO EXCEL

## ULTRASON ESTHÉTIQUE | 7 PROGRAMMES

LIPOZERO EXCEL FAIT PARTIE DE LA NOUVELLE LIGNE HOME CARE QUI A ÉTÉ ÉTUDIÉE POUR PERMETTRE DE RÉALISER À DOMICILE LES TRAITEMENTS DES CENTRES D'ESTHÉTIQUES. LE NOUVEAU DESIGN ET LE MENU GRAPHIQUE ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS POUR UN USAGE FACILE ADAPTÉ AUCI AUX PERSONNES PEU EXPERTES. LIPOZERO EXCEL PERMET TRAITER LES IMPERFECTIONS ESTHÉTIQUES LES PLUS COMMUNES LIÉES À L'ACCUMULATION DE CELLULITE OU DE GRAISSE.



5 BEAUTÉ | 2 CELLU-LYSE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Écran</b>
Taille de la zone visible 2,6"
<b>Sortie:</b>
1
<b>Tête</b>
1 tête Ø mm 42 - IP68
<b>Puissance</b>
1,2 W/cm <sup>2</sup> ± 20%
<b>Fréquence d'émission</b>
3 MHz
<b>Émission</b>
Continue et pulsée
<b>Alimentation</b>
- Secteur - Batterie rechargeable (non inclus)
<b>Taille</b>
100x160x35 mm
<b>Poids</b>
454 gr

### EQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Unité de ultrasonothérapie LIPOZERO EXCEL
- 1 Tête de 3MHz
- 1 Flacon de gel
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



# LIPOZERO EXCEL

## ULTRASON ESTHÉTIQUE | 7 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### BEAUTÉ

Vergetures

---

Drainage

---

Massage

---

Modelage

---

Application principes actifs

#### CELLU-LYSE

Choc

---

Cellulite