

# LIPOZERO G39

## ULTRASON ESTHÉTIQUE | 49 PROGRAMMES

LIPOZERO G39 EST L'ULTRASON PROFESSIONNEL QUI COMBAT LA CELLULITE ET ÉLIMINE LA GRAISSE SUPERFLUE GRÂCE AUX PROGRAMMES CONÇUS POUR INTERVENIR À DIFFÉRENTES FRÉQUENCES ET POUR GARANTIR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DANS CHAQUE TRAITEMENT DE BEAUTÉ.

10 MF-PLUS | 10 BEAUTÉ | 10 PEAU | 6 CAVITATION CAVIMAX 150kHz | 5 MOBILISATION ADIPOSITÉ NorAd-526  
4 ADIPOSITÉ MASCULINE | 4 ULTRACAV 39kHz

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Écran

Taille de la zone visible 2,6"

#### Sortie

1

#### Tête

- 1 tête Ø mm 50 - IP68

- 1 tête Ø mm 42 - IP68

#### Puissance

3 W/cm<sup>2</sup> ± 20%

#### Fréquences d'émission

3 MHz - 1 MHz - 526 kHz - 150 kHz - 39 kHz

#### Émission

Continue et pulsée

#### Alimentation

- Secteur

- Batterie rechargeable (non inclus)

#### Taille

170x220x60 mm

#### Poids

870 gr

### EQUIPEMENT

· 1 Mallette

· 1 Unité de ultrasonothérapie LIPOZERO G39


· 1 Tête étanche Multifréquence

· 1 Tête à utiliser avec 39 kHz

· 1 Flacon de gel

· 1 Alimentateur

· 1 Manuel d'utilisation



CE



# LIPOZERO G39

## ULTRASON ESTHÉTIQUE | 49 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### ULTRA-CAV 39 KHZ

Total Body 3-6 cm

Total Body > 6 cm

Cuisses-fessier 3-6 cm

Cuisses-fessier >6 cm

#### CAVI-MAX 150 KHZ

Lipolyse

Lipolyse abdominale

Cellulite

Cellulite Oedémateuse

Cellulite fibreuse

Cellulite avec effet peau d'orange

#### MF-PLUS

Lipolyse

Cellulite

Cellulite Oedémateuse

Cellulite fibreuse

Culotte de cheval

Cellulite avec effet peau d'orange

Adiposité masculine abdomen

Adiposité masculine taille

Adiposité masculine membres inf.

Adiposité masculine membres sup.

#### MOBILISATION ADIPOSITÉ NorAd-526

Lipolyse-NorAd-526

Cellulite-NorAd-526

Adiposité-NorAd-526

NorAd-526 1

NorAd-526 2

#### ADIPOSITÉ MASCULINE

Adiposité masculine abdomen

Adiposité masculine taille

Adiposité masculine membres inf.

Adiposité masculine membres sup.

#### BEAUTÉ

Tonification

Massages

Modelage

Modelage jambes

Modelage abdomen

Drainage

Drainage jambes

Drainage bras

Vergetures

Applications principes actifs

#### PEAU

Acné

Lifting Visage

Traitement rides

Cicatrices

Couperose

Furoncles corps

Furoncles visage

Restructuration peau

Lissage peau

Photoaging