

PHYSIOLASER 12.0

LASERTHÉRAPIE

PHYSIOLASER 12.0 È IL DISPOSITIVO PER LASERTERAPIA PIÙ MANEGGEVOLE E POTENTE DELLA LINEA GLOBUS. LA RICCA LIBRERIA DI PROGRAMMI PERMETTE AL PROFESSIONISTA DI TRATTARE QUALSIASI DISTURBO MUSCOLO-SCHELETRICO OLTRE CHE ALCUNE PROBLEMATICHE RIFERITE A FERITE E ULCERE DELLA PELLE. SICURAMENTE UNO DEI DISPOSITIVI CON IL MIGLIOR RAPPORTO PREZZO-QUALITÀ DELL'INTERA GAMMA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

2,6", rétro-éclairé

Source laser

Diode GaAlAs de Classe 4

Puissance maximum

12 W \pm 20%

Conçu pour une longueur d'onde de

808 nm

980 nm et 1064 nm (en option)

Émission

Pulsée et continue

Dimensions zone cible

Optique 11 mm

Optique 22 mm (en option)

Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

Alimentation


Secteur et batterie rechargeable

Dimensions et poids

100x160x35 mm - 450 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif PHYSIOLASER 12.0
- 1 Tête laser 808 nm avec optiques 11 mm et 22 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Code G5995 Tête HP 980nm
- Code G5996 Tête 1064 nm puissance maximale 3 W



CE
0476



FAVORIS



PROGRAMMABLE



PAQUET DE BATTERIES



ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PHYSIOLASER 12.0

LASERTHÉRAPIE

LISTE PROGRAMMES MÉDICAUX

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 808 nm

MUSCULOSQUELETTIQUE

GÉNÉRAL

Arthrose
Arthrite rhumatoïde
Lésions musculaires
Contracture musculaire
Décontracturant
Fibromyalgie
Radiculopathies
Tendinopathies
Névralgie
Névralgie post-herpétique
Maladie de Sudeck

Bursite
Cœdème

BRAS - MAIN

Arthrose
Arthrite rhumatoïde
Maladie de Raynaud
Douleur doigts
Épicondylite
Canal carpien
Fractures poignet
Douleur poignet
Tendinite
Cœdème
Fracture radius

GENOU

Arthrose
Arthrite rhumatoïde
Douleur aiguë
Douleur chronique
Méniscopathie
Bursite
Fémoro-patellaire
Cœdème
Lésion ligamentaire
Gonalgie
Entorse
Chondromalacie
Chondropatie
Tendinite fémoro-rotulienne

PIED - CHEVILLE

Arthrose
Arthrite rhumatoïde
Métatarsalgie
Douleur cheville
Fasciite plantaire
Tendon d'Achille

Entorse
Cœdème

Talalgie

DOS

Arthrose vertébrale
Douleur aiguë
Lombalgie
Douleur myofasciale
Radiculopathies

Arthrite rhumatoïde
ÉPAULE
Douleur myofasciale
Arthrose
Capsulite adhésive
Bursite
Conflit sous-acromial
Tendinites

Luxations
Lésions tendineuses (coiffe)
Arthrite rhumatoïde
Cœdème

TÊTE - COU

Arthrose
Radiculopathies
Douleur myofasciale
Cervical chronique
Douleur temporo-mandibulaire
Arthrite rhumatoïde
Névralgie du trijumeau
Hernie cervicale

DERMATOLOGIE

Ulcères
Cicatrisation_ulcères
Blessures

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 980 nm

Antalgique
Douleur cervicale
Douleur lombaire
Bursite
Kyste de Baker
Cruralgie
Maladie de De Quervain
Entorses
Contusions
Douleur aiguë
Douleur chronique
Cœdèmes
Hématomes
Hématomes étendues
Épicondylite
Épitrochléite
Hernie discale
Fibromyalgie
Inflammations
Lésions des ligaments
Lésions musculaires
Méniscopathie
Synovite
Déchirure musculaires
Tendinopathie
Canal carpien