

PODCARE 12.0 PRO

LASERTHÉRAPIE

APPAREIL HAUT DE GAMME PARMIS LES LASERS DÉDIÉS À LA PODOLOGIE. AVEC SES 12W DE PUISSANCE MAXIMALE, IL PERMET D'EFFECTUER DIFFÉRENTS TRAITEMENTS PODOLOGIQUES ET MUSCULOSQUELETTIQUES, OPTIMISANT LES TEMPS ET GARANTISSANT LA PROFONDEUR D'ACTION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

2,6", rétro-éclairé

Source laser

Diode GaAlAs de Classe 4

Puissance maximum

12 W \pm 20%

Conçu pour une longueur d'onde de

808 nm

Émission

Pulsée et continue

Dimensions zone cible

Optique 11 mm

Optique 22 mm

Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

Alimentation


Secteur et batterie rechargeable

Dimensions et poids

220x170x60 mm - 1,12 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif PODCARE 12.0 PRO
- 1 Tête laser 808nm avec optiques 11 mm et 22 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Code G5995 Tête HP 980nm
- Code G5996 Tête 1064nm puissance maximale 3 W



CE
0476



FAVORIS



PROGRAMMABLE



PAQUET DE BATTERIES



ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 12.0 PRO

LASERTHÉRAPIE

LISTE PROGRAMMES MÉDICAUX

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 808 nm

MUSCULOSQUELETTIQUE

GÉNÉRAL

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Lésions musculaires

Contracture musculaire

Radiculopathies

Tendinopathies

Névralgie

Névralgie post-herpétique

Maladie de Sudeck

Bursite

Œdème

TÊTE - COU

Arthrose

Radiculopathies

Douleur myofasciale

Cervical chronique

Douleur temporo-mandibulaire

Arthrite rhumatoïde

Névralgie du trijumeau

Hernie cervicale

BRAS - MAIN

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Maladie de Raynaud

Douleur doigts

Épicondylite

Canal carpien

Douleur poignet

Tendinite

GENOU

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Méniscopepathie

Fémoro-patellaire

Lésion ligamentaire

Gonalgie

Entorse

Chondropatie

Tendinite fémoro-rotulienne

PIED - CHEVILLE

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Onychocryptose

Onychomycose

Métatarsalgie

Douleur cheville

Fasciite plantaire

Tendinite extenseurs

Tendinopathies distales

Tendon d'Achille

Tendinite tibiale

Tendinite cheville

Tendinite des peroniers

Entorse

Œdème

Névrome de Morton

Talalgie

Maladie de Raynaud

DOS

Arthrose vertébrale

Douleur aiguë

Lombalgie

Radiculopathies

Arthrite rhumatoïde

ÉPAULE

Douleur myofasciale

Arthrose

Capsulite adhésive

Bursite

Conflit sous-acromial

Tendinites

Luxations

Lésions tendineuses (coiffe)

Arthrite rhumatoïde

Œdème

DERMATOLOGIE

Ulcères

Cicatrisation_ulcères

Blessures

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 980 nm

Antalgique

Douleur cervicale

Douleur lombaire

Bursite

Kyste de Baker

Cruralgie

Maladie de De Quervain

Entorses

Contusions

Douleur aiguë

Douleur chronique

Œdèmes

Hématomes

Hématomes étendues

Épicondylite

Épitrochléite

Hernie discale

Fibromyalgie

Inflammations

Lésions des ligaments

Lésions musculaires

Méniscopepathie

Synovite

Déchirure musculaires

Tendinopathie

Canal carpien