

PODCARE 6.0 PRO

LASERTHÉRAPIE

PODCARE 6.0 PRO EST UN APPAREIL DE POIDS ET DIMENSIONS PETITS, QUI PEUT À LA FOIS ÊTRE PLACÉ SUR UN CHARIOT DE CABINET OU BIEN ÊTRE TRANSPORTÉ, SI NÉCESSAIRE, AILLEURS. L'APPAREIL EST IDÉAL POUR LES APPLICATIONS PODOLOGIQUES SUR LE PIED ET LA CHEVILLE, MAIS IL EST COMPLÉTÉ PAR UNE SÉRIE D'AUTRES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES ULCÈRES, LES BLESSURES ET LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

2,6", rétro-éclairé

Source laser

Diode GaAlAs de Classe 4

Puissance maximum

6 W \pm 20%

Conçu pour une longueur d'onde de

808 nm

Émission

Pulsée et continue

Dimensions zone cible

Optique 11 mm

Optique 22 mm (en option)

Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

Alimentation


Secteur et batterie rechargeable

Dimensions et poids

220x170x60 mm - 1,12 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif PODCARE 6.0 PRO
- 1 Tête laser 808nm avec optique 11 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Code G5994 Tête MP 980nm
- Code G5996 Tête 1064nm puissance maximale 3 W
- Code G6092 Optique 22 mm



CE
0476



FAVORIS



PROGRAMMABLE



PAQUET DE BATTERIES



ALIMENTATION SECTEUR

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PODCARE 6.0 PRO

LASERTHÉRAPIE

LISTE PROGRAMMES MÉDICAUX

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 808 nm

MUSCULOSQUELETTIQUE

GÉNÉRAL

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Contracture musculaire

Fibromyalgie

Radiculopathies

Tendinopathies

Névralgie

Bursite

Œdème

TÊTE - COU

Arthrose

Radiculopathies

Cervical chronique

Douleur temporo-mandibulaire

Arthrite rhumatoïde

BRAS - MAIN

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Douleur doigts

Épicondylite

Canal carpien

Fractures poignet

Tendinite

GENOU

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Méniscopepathie

Bursite

Fémoro-patellaire

Lésion ligamentaire

Gonalgie

Entorse

Chondropatie

Tendinite fémoro-rotulienne

PIED - CHEVILLE

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Onychocryptose

Onychomycose

Métatarsalgie

Douleur cheville

Fasciite plantaire

Tendinite extenseurs

Tendinopathies distales

Tendon d'Achille

Tendinite cheville

Entorse

Névrome de Morton

Talalgie

Maladie de Raynaud

DOS

Arthrose vertébrale

Lombalgie

Radiculopathies

Arthrite rhumatoïde

ÉPAULE

Douleur myofasciale

Arthrose

Capsulite adhésive

Bursite

Conflit sous-acromial

Lésions tendineuses (coiffe)

Arthrite rhumatoïde

DERMATOLOGIE

Ulcères

Cicatrisation_ulcères

Blessures

PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 980 nm

Antalgique

Douleur cervicale

Douleur lombaire

Bursite

Kyste de Baker

Cruralgie

Maladie de De Quervain

Entorses

Contusions

Douleur aiguë

Douleur chronique

Œdèmes

Hématomes

Hématomes étendues

Épicondylite

Épitrochléite

Hernie discale

Fibromyalgie

Inflammations

Lésions des ligaments

Lésions musculaires

Méniscopepathie

Synovite

Déchirure musculaires

Tendinopathie

Canal carpien