

# PODCARE 6.0

## LASERTHÉRAPIE

PODCARE 6.0 EST UN APPAREIL LÉGER ET PORTABLE, APPROPRIÉ POUR ÊTRE EMPORTÉ TOUJOURS AVEC VOUS SI VOUS EFFECTUEZ DES TRAITEMENTS DANS PLUSIEURS CLINIQUES. IL EST EQUIPE D'UNE DIODE 808 NM D'UNE PUISSANCE MAXIMALE DE 6W. L'APPAREIL EST IDÉAL POUR LES APPLICATIONS PODOLOGIQUES SUR LE PIED ET LA CHEVILLE, MAIS IL EST COMPLÉTÉ PAR UNE SÉRIE D'AUTRES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES ULCÈRES, LES BLESSURES ET LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Écran

2,6", rétro-éclairé

#### Source laser

Diode GaAlAs de Classe 4

#### Puissance maximum

6 W  $\pm$ 20%

#### Conçu pour une longueur d'onde de

808 nm

#### Émission

Pulsée et continue

#### Dimensions zone cible

Optique 11 mm

Optique 22 mm (en option)

#### Fréquence

Jusqu'à 10000 Hz

#### Alimentation


Secteur et batterie rechargeable

#### Dimensions et poids

100x160x35 mm - 450 gr

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Dispositif PODCARE 6.0
- 1 Tête laser 808nm avec optique 11 mm
- 2 Lunettes de protection (patient et opérateur)
- 1 Bouton d'urgence
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



### OPTIONS D'ACHAT

- Code G5994 Tête MP 980nm
- Code G5996 Tête 1064nm puissance maximale 3 W
- Code G6092 Optique 22 mm



CE  
0476



FAVORIS



PROGRAMMABLE



PAQUET DE BATTERIES



ALIMENTATION SECTEUR

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# PODCARE 6.0

## LASERTHÉRAPIE

### Liste Programmes Médicaux

#### PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 808 nm

##### MUSCULOSQUELETTIQUE

###### GÉNÉRAL

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Lésions musculaires

Contracture musculaire

Décontracturant

Radiculopathies

Tendinopathies

Névralgie

Bursite

Œdème

###### TÊTE - COU

Arthrose

Radiculopathies

Cervical chronique

Douleur temporo-mandibulaire

Arthrite rhumatoïde

###### BRAS - MAIN

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Maladie de Raynaud

Douleur doigts

Épicondylite

Canal carpien

Douleur poignet

Tendinite

###### GENOU

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Méniscopepathie

Bursite

Fémoro-patellaire

Lésion ligamentaire

Entorse

Chondropatie

Tendinite fémoro-rotulienne

###### PIED - CHEVILLE

Arthrose

Arthrite rhumatoïde

Onychocryptose

Onychomycose

Métatarsalgie

Douleur cheville

Fasciite plantaire

Tendinite extenseurs

Tendinopathies distales

Tendon d'Achille

Tendinite cheville

Entorse

Névrome de Morton

Talalgie

Maladie de Raynaud

###### DOS

Arthrose vertébrale

Lombalgie

Douleur myofasciale

Radiculopathies

Arthrite rhumatoïde

###### ÉPAULE

Douleur myofasciale

Arthrose

Capsulite adhésive

Bursite

Conflit sous-acromial

Tendinites

Luxations

Lésions tendineuses (coiffe)

Arthrite rhumatoïde

##### DERMATOLOGIE

Ulcères

Cicatrisation\_ulcères

Blessures

#### PROGRAMMES LONGUEUR D'ONDE 980 nm

Antalgique

Douleur cervicale

Douleur lombaire

Bursite

Kyste de Baker

Cruralgie

Maladie de De Quervain

Entorses

Contusions

Douleur aiguë

Douleur chronique

Œdèmes

Hématomes

Hématomes étendues

Épicondylite

Épitrochléite

Hernie discale

Fibromyalgie

Inflammations

Lésions des ligaments

Lésions musculaires

Méniscopepathie

Synovite

Déchirure musculaires

Tendinopathie

Canal carpien