

TECAR BEAUTY 7000

TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

APPAREIL PUISSANT ET POLYVALENT DE LA GAMME TECAR BEAUTY. IL DISPOSE D'UN SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC ÉCRAN COULEUR TACTILE POUR FACILITER LA RECHERCHE DES TRAITEMENTS ET LA MODIFICATION DES PARAMÈTRES, D'UN ATLAS QUI DÉCRIT LES TRAITEMENTS RÉPARTIS DANS LES DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS AVEC DES PHOTOS EN COULEUR ET D'UNE SECTION OÙ L'OPÉRATEUR PEUT STRUCTURER ET STOCKER DES TRAITEMENTS PERSONNALISÉS. LA MEILLEURE EXPRESSION DE TECAR BEAUTY POUR LES TRAITEMENTS DE BEAUTÉ !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran

Dimension 7" écran couleur tactile

Puissance

350 W \pm 10%

Fréquence d'émission

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,
1000 kHz, 1200 kHz, \pm 10%

Méthodes de traitement

Capacitif et Résistif

Électrodes Capacitives

3 dimensions \varnothing (30, 50, 70 mm)

Électrodes Résistives

3 dimensions \varnothing (30, 50, 70 mm)

Alimentation secteur

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

Dimensions

515x340x170 mm

Poids

11,5 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

· Cod. G6248

· 1 Dispositif TECAR BEAUTY 7000

· 1 Électrode de retour (plaque flexible)

· 1 Tête Resistive monopolaire avec 3 électrodes
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête Capacitive monopolaire avec 3 électrodes
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête bipolaire \varnothing (30 mm) \varnothing (30 mm)

· 1 Kit de traitement Mains Libres

· 1 Crème conductrice visage 500 ml à l'acide
hyaluronique

· 1 Crème conductrice 1000 ml pour le drainage
lymphatique, avec escine, fucus et caféine

· 1 Câble d'alimentation

· 1 Manuel d'utilisation

CE



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

TECAR BEAUTY 7000

TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

LISTE PROGRAMMES ATLAS ESTHÉTIQUE

VISAGE

| |
|------------------|
| Rides |
| Contour des yeux |
| Cicatrices acné |
| Lifting |
| Couperose |
| Massage relaxant |

DÉCOLLETÉ

| |
|----------------|
| Lifting |
| Cicatrices |
| Raffermissment |

BRAS-MAIN

| |
|-------------------|
| Rides |
| Raffermissment |
| Rajeunissement |
| Cicatrices |
| Vergetures |
| Réduction graisse |

ABDOMEN-FLANCS

| |
|-------------------|
| Réduction graisse |
| Raffermissment |
| Cicatrices |
| Vergetures |

FESSIERS

| |
|-----------------------|
| Vergetures |
| Raffermissment |
| Cicatrices |
| Drainage Lymphatique |
| Réduction graisse |
| Cellulite œdémateuse |
| Cellulite fibreuse |
| Cellulite sclérotique |
| Massage |

DOS

| |
|-------------------|
| Raffermissment |
| Cicatrices |
| Massage |
| Réduction graisse |

CUISSES ET JAMBES

| |
|-----------------------|
| Vergetures |
| Raffermissment |
| Cicatrices |
| Drainage Lymphatique |
| Drainage Lymphatique |
| Cellulite œdémateuse |
| Cellulite fibreuse |
| Cellulite sclérotique |
| Massage |



ATLAS DES TRAITEMENTS



TRAITEMENTS PULSÉS



TRAITEMENTS EN ATHERMIE



RÉSISTIF



CAPACITIF



MULTIFRÉQUENCE



BALAYAGE AUTOMATIQUE DES FRÉQUENCES



MYOFASCIALES



VÉHICULATION TRANSDERMIQUE



MODALITÉ MAINS LIBRES



BIPOLAIRE



ÉCRAN COULEUR



ÉCRAN TACTILE



ALIMENTATION SECTEUR

De plus, dans la **Section Prédéfinis-Esthétique** il y a 13 programmes prédéfinis pour des pathologies spécifiques qui peuvent être groupés en 5 différentes catégories de traitement.

| CATÉGORIES DE TRAITEMENT | PROGRAMMES | CATÉGORIES DE TRAITEMENT | PROGRAMMES |
|------------------------------|------------|--|------------|
| Drainage lymphatique | 1 | Laxité cutanée | |
| Adiposités localisées | | • Légère | 1 |
| • Pli < 4 cm | 1 | • Modérée | 1 |
| • Pli 4-8 cm | 1 | • Grave | 1 |
| • Pli > 8 cm | 1 | Rajeunissement visage-décolleté | |
| Traitement cellulite | | • Légère | 1 |
| • Cellulite légère | 1 | • Modérée | 1 |
| • Cellulite modérée | 1 | • Grave | 1 |
| • Cellulite grave | 1 | | |

