

TECAR BEAUTY ELITE

TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

TECAR BEAUTY EST UNE MÉTHODE NON INVASIVE QUI CONTRASTE LE VIEILLISSEMENT ET LE LAXITÉ DE LA PEAU. LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES PRODUITES PAR L'APPAREIL PÉNÈTRENT DANS LE DERMIS EN LIBÉRANT DE LA CHALEUR DANS LES TISSUS. CELA CAUSE STIMULE LA SYNTHÈSE DU NOUVEAU COLLAGÈNE ET DE L'ÉLASTINE, AMÉLIORANT VISIBLEMENT LA COMPACTITÉ DE LA PEAU. DE PLUS, LA CHALEUR PRODUITE AIDE LA MICROCIRCULATION, FAVORISANT UNE MEILLEURE OXYGÉNATION DES TISSUS. APPAREIL PROFESSIONNEL ADAPTÉ AUX CENTRES ESTHÉTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Écran

Dimension 7" écran couleur tactile

Puissance

50 W \pm 10% Capacitif
25 W \pm 10% Résistif

Fréquence d'émission

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,
1000 kHz, 1200 kHz, \pm 10%

Méthodes de traitement

Capacitif et Résistif

Électrodes Capacitives

3 dimensions \varnothing (30, 50, 70 mm)

Électrodes Résistives

3 dimensions \varnothing (30, 50, 70 mm)

Alimentation secteur

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.8 A

Dimensions

515x340x170 mm

Poids

11,5 Kg

ÉQUIPEMENT STANDARD

· Cod. G6243

· 1 Dispositif TECAR BEAUTY ELITE

· 1 Électrode de retour (plaque flexible)

· 1 Tête Resistive monopolaire avec 3 électrodes
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête Capacitive monopolaire avec 3 électrodes
 \varnothing (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête bipolaire \varnothing (30 mm) \varnothing (30 mm)

· 1 Crème conductrice visage 500 ml à l'acide
hyaluronique

· 1 Crème conductrice 1000 ml pour le drainage
lymphatique, avec escine, fucus et caféine

· 1 Câble d'alimentation

· 1 Manuel d'utilisation



Conformément au décret interministériel no. 206/2015, l'appareil est approprié pour les centres de beauté.



TECAR BEAUTY ELITE

TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

LISTE PROGRAMMES ATLAS ESTHÉTIQUE

VISAGE

Rides
Contour des yeux
Cicatrices acné
Lifting
Couperose
Massage relaxant

DÉCOLLETÉ

Lifting
Cicatrices
Raffermissment

BRAS-MAIN

Rides
Raffermissment
Rajeunissement
Cicatrices
Vergetures
Réduction graisse

ABDOMEN-FLANCS

Réduction graisse
Raffermissment
Cicatrices
Vergetures

FESSIERS

Vergetures
Raffermissment
Cicatrices
Drainage Lymphatique
Réduction graisse
Cellulite œdémateuse
Cellulite fibreuse
Cellulite sclérotique
Massage

DOS

Raffermissment
Cicatrices
Massage
Réduction graisse

CUISSES ET JAMBES

Vergetures
Raffermissment
Cicatrices
Drainage Lymphatique
Drainage Lymphatique
Cellulite œdémateuse
Cellulite fibreuse
Cellulite sclérotique
Massage



ATLAS DES
TRAITEMENTS



RÉSISTIF



CAPACITIF



MULTIFRÉQUENCE



MYOFASCIALES



MODALITÉ
MAINS LIBRES



BIPOLAIRE



ÉCRAN COULEUR



ÉCRAN TACTILE



ALIMENTATION
SECTEUR

De plus, dans la **Section Prédéfinis-Esthétique** il y a 13 programmes prédéfinis pour des pathologies spécifiques qui peuvent être groupés en 5 différentes catégories de traitement.

CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PROGRAMMES	CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PROGRAMMES
Drainage lymphatique	1	Laxité cutanée	
Adiposités localisées		• Légère	1
• Pli < 4 cm	1	• Modérée	1
• Pli 4-8 cm	1	• Grave	1
• Pli > 8 cm	1	Rajeunissement visage-décolleté	
Traitement cellulite		• Légère	1
• Cellulite légère	1	• Modérée	1
• Cellulite modérée	1	• Grave	1
• Cellulite grave	1		