

STIMVET 4000

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX

STIMVET 4000 EST UN APPAREIL D'ÉLECTROTHÉRAPIE PROFESSIONNEL ADAPTÉ À LA RÉHABILITATION VÉTÉRIKAIRE. L'APPAREIL COMPREND DES COURANTS ADAPTÉS À LA RÉCUPÉRATION DE LA MUSCULATURE EN CAS D'ATROPHIE ET DES COURANTS TENS POUR LE TRAITEMENT ANALGÉSIIQUE DE LA DOULEUR CHRONIQUE ET AIGUË. IL Y A ÉGALEMENT DES COURANTS POUR TRAITER LES MUSCLES DENERVÉS ET LES MICROCOURANTS, INDIQUÉS PRINCIPALEMENT DANS LES BLESSURES DU CARTILAGE ET DES PLAIES. L'APPAREIL EST COMPLET AVEC DES PROGRAMMES PRÉDÉFINIS POUR LE TRAITEMENT DES CHIENS, CHATS ET CHEVAUX.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEV


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Display
Dimensions 2.6", rétro-éclairé
Canaux
4 indépendants (8 électrodes)
Fréquence
1-150Hz
Amplitude d'impulsion
50-450µs
Intensité
100mA par canal
Alimentation
- Réseau - Paquet batteries
Dimensions
mm 170x220x60
Poids
gr 1370



ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif STIMVET 4000
- 4 Bandes élastiques
- 2 Câbles de couleur grise pour micro-courant et ionophorèse
- 4 Câbles couleur pour connecter les électrodes
- 4 Électrodes carrées en silicone
- 4 Électrodes rectangulaires en silicone
- 4 Petites éponges pour ionophorèse
- 1 Gel de 260 ml
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



- TENS** TENS
- NMES** NMES
- MENS** MENS
- IONO** IONO
- DEN** DÉNERVÉ
- RUN TIME** RUN TIME
- LAST 10** LAST 10
- Favorites** FONCTION FAVORIS
- MULTI-USER** MULTI-UTILISATEUR
- PRO** PROGRAMMABLE
- STIM LOCK** STIM LOCK
- 2+2** FONCTION 2+2
- SyS** SYNCRO STIM
- PAQUET BATTERIE** PAQUET BATTERIE
- ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

STIMVET 4000

ÉLECTROTHERAPIE À 4 CANAUX

Rev. Fr_03_2021

LISTE PROGRAMMES

CHIEN

RÉÉDUCATION

Récupération post-intervention LCA

Contractures

Récupération atrophie 1-2

Remusculation 1-2

Renforcement 1-2

Stylo recherche points moteurs

Agoniste - Antagoniste

TENS

TENS endorphinique

TENS antalgique conventionnelle

TENS modulée anti-accommodation

Douleur post-intervention

Douleur de fracture

Ostéoarthrose

Syndrome de Wobbler

Discopathie

Spondylarthrose

Sténose lombo-sacrée

SPORT

Force maximale membres antérieurs

Force maximale membres postérieurs

Force de résistance membres antérieurs

Force de résistance membres postérieurs

Force explosive membres antérieurs

Force explosive membres postérieurs

Décontracturant

Défatigant

DÉNERVÉ

Triangulaire 1 - 2 - 3

Rectangulaire 1 - 2 - 3

Trapézoïdale 1 - 2 - 3

MICRO-COURANTS

Ostéogenèse

Cicatrisation blessures

Cartilage

IONOPHORÈSE

Ionophorèse

CHAT

RÉÉDUCATION

Récupération post-intervention LCA

Contractures

Récupération atrophie 1-2

Remusculation 1-2

Renforcement 1-2

Stylo recherche points moteurs

Agoniste - Antagoniste

TENS

TENS endorphinique

TENS antalgique conventionnelle

TENS modulée anti-accommodation

Douleur post-intervention

Douleur de fracture

Ostéoarthrose

Discopathie

Spondylarthrose

Sténose lombo-sacrée

DÉNERVÉ

Triangulaire 1 - 2 - 3

Rectangulaire 1 - 2 - 3

Trapézoïdale 1 - 2 - 3

MICRO-COURANTS

Ostéogenèse

Cicatrisation blessures

Cartilage

IONOPHORÈSE

Ionophorèse

CHEVAL

RÉÉDUCATION

Récupération post-intervention LCA

Contractures

Récupération atrophie 1-2

Stylo recherche points moteurs

Agoniste - Antagoniste

TENS

TENS endorphinique

TENS antalgique conventionnelle

Douleur post-intervention

Douleur de fracture

Ostéoarthrose

Discopathie

Spondylarthrose

MICRO-COURANTS

Ostéogenèse

Cicatrisation blessures

Cartilage

IONOPHORÈSE

Ionophorèse