

# ULTRASOUNDVET 4000

## ULTRASONOTHÉRAPIE

LA THÉRAPIE AVEC ULTRASOUNDVET 4000 EST EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DES PATHOLOGIES TENDINEUSES, MUSCULAIRES ET LIGAMENTAIRES DU CHIEN, DU CHAT ET DU CHEVAL. C'EST ÉGALEMENT UTILISÉE EN PRÉSENCE D'ADHÉRENCES CICATRICIELLES ET DE RIGIDITÉ ARTICULAIRE. CETTE THÉRAPIE PHYSIQUE INSTRUMENTALE FOURNIT UNE STIMULATION MÉCANIQUE THERMIQUE ET ATHERMIQUE POUR FAVORISER LA GUÉRISON DES TISSUS ENDOMMAGÉS DES MUSCLES, DES TENDONS, DES CAPSULES ARTICULAIRES, DES LIGAMENTS ET DES OS.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEVAL

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Display

Dimensions 2.6", rétro-éclairé

#### Sorties

1 avec tête de Ø mm 42

#### Fréquence

1MHz et 3MHz

#### Puissance

3W/cm<sup>2</sup>, ±20%

#### Duty Cycle

De 10% à 100% au pas de 10%

#### Émission

Continue et pulsée

#### Modalité

À contact direct et à immersion

#### Alimentation

- Réseau
- Paquet batterie (optionnel)

#### Dimensions


mm 170x220x60

#### Poids

gr 1370

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette de transport
- 1 Dispositif ULTRASOUNDVET 4000
- 1 Tête Ø 42 mm - IP 68
- 1 Gel de 260 ml
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



CE



PROGRAMMABLE



ALIMENTATION SECTEUR

# ULTRASOUNDVET 4000

## ULTRASONOTHÉRAPIE

Rev. Fr\_03\_2021

### LISTE PROGRAMMES

#### CHIEN

Ostéoarthrite chronique

Poussée d'ostéoarthrite

Tendinite superficielle phase 1

Tendinite superficielle phase 2

Tendinite profonde phase 1

Tendinite profonde phase 2

Bursite

Adhérences cicatricielles

Contractures musculaires

#### CHAT

Ostéoarthrite chronique

Poussée d'ostéoarthrite

Adhérences cicatricielles

Contractures musculaires

#### CHEVAL

Ostéoarthrite chronique

Poussée d'ostéoarthrite

Tendinite superficielle phase 1

Tendinite superficielle phase 2

Tendinite profonde phase 1

Tendinite profonde phase 2

Bursite

Adhérences cicatricielles

Contractures musculaires