

MEDISOUND 3000

ULTRASONOTHÉRAPIE | 49 PROGRAMMES

PRODUIT ADAPTÉ AUX CABINETS DE PHYSIOTHÉRAPIE ET AUX HÔPITAUX. ÊTRE UN APPAREIL PORTABLE, IL PERMET LE TRANSPORT DANS TOUTES LES SITUATIONS OPÉRATIONNELLES.

31 ESTHETIQUE | 18 SANTE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2.6"

Sortie

1

Tête ultrason

1 Tête ultrason Ø 42 mm - IP68

Puissance

3 W/cm² ± 20%

Gestion Contact

Oui

Fréquences d'émission

3 MHz et 1 MHz

Modalité de traitement

Continue et pulsed

Duty Cycle

10%-100%

Alimentation

- Secteur
- Batterie rechargeable (pas inclus)

Taille



170x220x60 mm

Poids

870 gr

EQUIPEMENT

- 1 Sacoche de transport
- 1 Unité de ultrasonothérapie MEDISOUND 3000
- 1 Tête ultrason
- 1 Flacon de gel
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



MEDISOUND 3000

ULTRASONOTHÉRAPIE | 49 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

Rev. Fr_04_2022

SANTÉ

Osteoarthrose hanche

Osteoarthrose genou

Osteoarthrose epaule

Osteoarthrose colonne

Osteoarthrose cheville

Osteoarthrose

Pseudoarthrose

Fracture poignet

Fracture tibia

Fracture

Canal carpien

Epicondylite

Mal de dos

Tendinite calcifiée épaule

Douleur musculaire

Douleur cervical

Trapezialgie

Stenose spinale

BEAUTÉ

Cellulite œdémateuse

Cellulite fibrose

Lipolyse

Hypotonie

Vergetures

Peau d'orange

Skin smoothing

Drainage lymphatique

Massage

Skin restructure

Lifting visage

Traitement photoaging

Relaxation abdomen

Adiposité abdomen

Culotte de cheval

Drainage cuisse flanc

Massage cuisse flanc

Adiposité fesses flanc

Relaxation

Drainage lymphatique bras

Vergetures poitrine

Relaxation poitrine

Traitement rides

Traitement cicatrices

Couperose

Télangiectasies

Furoncles corps

Furoncles visage

Acné visage

Traitement Chéloïdes

App. principe active