

# GENESY 1500

## ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 414 PROGRAMMES

PRODUIT PROFESSIONNEL À QUATRE CANAUX UTILISÉ DANS LE DOMAINE MÉDICAL, COMPLET DE TOUS LES COURANTS DE PHYSIOTÉRIE ET DE THÉRAPIE DE RÉHABILITATION.

92 MENU ÉLECTROTHÉRAPIE (EMS/RUSSES) | 84 ACTION NOW | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 53 SPORT  
33 DOULEUR | 29 FITNESS | 23 MICRO-COURANTS | 16 BEAUTÉ | 11 REHAB | 9 DENÉRVÉ | 6 INTERFÉRENTIELS  
3 INCONTINENCE | 1 IONOPHORÈSE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Écran

Taille de la zone visible 2,6"

#### Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

#### Fréquence

0,3-150 Hz \*

#### Largeur d'impulsion

40-450µs \*

#### Puissance

0-120 mA chaque canal

#### Alimentation

- Secteur
- Batterie rechargeable

#### Taille

100x160x35 mm

#### Poids

450 gr

\* Selon le type de courant

### EQUIPEMENT

1 Sacoche de transport

1 Électrostimulateur GENESY 1500

4 Câbles pour connecter les électrodes


2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse

4 Électrodes autocollantes carrées


4 Électrodes autocollantes rectangulaires

1 Alimentateur

1 Manuel d'utilisation



CE  
0476



TENS



EMS



IONO



3S



ACTION NOW



RUN TIME



LAST 10



FAVORIS



MULTI USER



PROGRAMMABLE



STIM LOCK



FONCTION 2+2



MY TRAINER



AUTO STIM



SYNCHRO STIM



WORK TIME



SECTEUR



BATTERIE RECHARGEABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# GENESY 1500

## ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 414 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### RÉHABILITATION

Cheville gonflées

Atrophie

Hémiplégie membres supérieurs

Hémiplégie membres inférieurs

Rétablissement post-intervention LCA

Rétablissement fonctionnel

Rééducation cheville

Rééducation jambe

Spasmes musculaires

Prévention subluxation de l'épaule

Renforcement vaste

Agoniste/Antagoniste

Recherche points moteurs

Renforcement musculaire

#### DOULEUR

Tens antalgique basse fréquence

Tens antalgique haute fréquence

Tens des endorphines

Douleur genou

Douleur post-intervention

Douleur chronique

Syndrome scapulo-humérale

Canal carpien

Douleur trapèze

Ostéoarthrite genou

Tendinite coiffe rotateurs

Douleur musculaire

Compression nerf

Douleur colonne due à compression

Ostéoarthrite

Ostéoarthrite colonne

Ostéoporose colonne

Ostéoarthrite hanche

Ostéoarthrite cheville

Douleur lésion musculo-tendineuse

Douleur post-chirurgicale

Sciatalgie

Lombalgie chronique

Douleurs cervicales

Douleur aiguë post-interv. hernie inguinale

Bursites – tendinites

Lésions musculaires

Fractures osseuses

Coup de lapin

Épicondylite

Douleurs menstruelles

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique modulée

#### IONOPHORÈSE

IONOPHORÈSE

#### INCONTINENCE

Incontinence mixte

Incontinence due à stress

Incontinence par urgence

#### MICRO-COURANTS

Épicondylite

Périarthrite scapulo-humérale

Rétablissement musculaire

Contusion

Cœdème

Ulcère de la peau

Sciatique

Lombalgie

Néuralgie brachiale

Douleur aiguë

Douleur articulaire

Torticolis

Coup de lapin

Spondylolyse cervicale

Entorse épaule

Canal carpien

Entorse au genou

Ostéoarthrite genou

Entorse cheville

Inflammation tendon d'Achille

Inflammation tendon rotule

Inflammation coiffe rotateurs

Inflammation tendineuse

#### DENERVÉ

Triangulaire 1

Triangulaire 2

Triangulaire 3

Trapézoïdale 1

Trapézoïdale 2

Trapézoïdale 3

Rectangulaire 1

Rectangulaire 2

Rectangulaire 3

#### INTERFÉRENTIELS

Ostéoarthrite genou

Lombalgie aiguë

Douleur cervicale

Lombalgie chronique

Épaule gelée

Douleur post-chirurgicale

#### SPORT

Capillarisation

Echauffement

Echauffement pre-compétition

Récupération actif

Force maximale 1

Force résistante

Force explosive

Résistance Aérobie 1

Réactivité

Récupération post-compétition

Décontractant

Hypertrophie

#### FITNESS

Raffermissment

Raffermissment Bio-Pulse

Modelage

Modelage Bio-Pulse

Augmentation masse

Modelage corps

Définition

Jogging

Fitness Anaérobie

Tonification

Prévention crampes

#### BEAUTÉ

Drainage

Lipolyse

Massage Tonifiant

Amélioration du ton de la peau

Massage Connectif

Drainage post-accouchement

Lipolyse post-accouchement

Raffermissment post-accouch.

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 54 combinaisons de paramètres.

Les programmes "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées.

#### ACTION NOW

La liste des programmes "3S" comprend 54 combinaisons de paramètres.

#### ELECTROTHÉRAPIE

La liste de programmes Electrothérapie comprend 48 combinaisons de paramètres EMS et 44 Russes (KOTZ).