

# GENESY 300 PRO

## ÉLECTROTHERAPIE À 4 CANAUX | 91 PROGRAMMES

PRODUIT PROFESSIONNEL À QUATRE CANAUX POUR PHYSIOTHERAPIE.

29 FITNESS, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE | 20 DOULEUR | 22 SPORT | 12 MICRO-COURANTS | 6 REHAB  
1 INCONTINENCE | 1 IONOPHORÈSE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Écran

Taille de la zone visible 2,6"

#### Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

#### Fréquence

0,3-150 Hz \*

#### Largeur d'impulsion

40-450 µs \*

#### Puissance

0-120 mA chaque canal

#### Alimentation

Batterie rechargeable

#### Taille

100x160x35 mm


#### Poids

440 gr

\* Selon le type de courant

### EQUIPEMENT

- 1 Sacoche de transport
- 1 Electrostimulateur GENESY 300 PRO
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



CE  
0476



TENS TENS

MENS EMS

IONO IONO

Last10 LAST 10

FAVORIS FAVORIS

MULTI USER MULTI USER

PRO PROGRAMMABLE

STIM LOCK STIM LOCK

2+2 FONCTION 2+2

MY TRAINER MY TRAINER

AUTO STIM AUTO STIM

SyS SYNCRO STIM

WORK TIME WORK TIME

BATTERIE RECHARGEABLE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# GENESY 300 PRO

## ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 91 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

Rev. Fr\_05\_2022

#### RÉHABILITATION

Cheville gonflée

Atrophie quadriceps

Rétablissement post-intervention LCA

Rétablissement fonctionnel membres inférieurs

Prévention Subluxation de l'épaule

Renforcem. vaste pour syndrome fémoro-patellaire

#### DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique modulée

Tens antalgique basse fréquence

Tens des endorphines

Douleurs menstruelles

Douleur genou

Douleur post-intervention

Douleur chronique

Syndrome scapulo-humérale

Canal carpien

Douleur trapèze

Tendinite coiffe rotateurs

Douleur musculaire

Sciatalgie

Lombalgie chronique

Douleurs cervicales

Bursites – tendinites

Fractures osseuses

Épicondylite

Ostéoarthrite

#### IONOPHORÈSE

Ionophorèse

#### INCONTINENCE

Incontinence mixte

#### MICRO-COURANTS

Épicondylite

Périarthrite s-h

Contusion

Sciatalgie

Lombalgie

Douleur aiguë

Douleur articulaire

Torticolis

Coup de lapin

Entorse à l'épaule

Entorse au genou

Inflammation tendineuse

#### SPORT

Capillarisation

Echauffement

Echauffement pré-compétition

Récupération active

Force maximale

Force résistante

Force explosive

Réactivité

Récupération post-compétition

Hypertrophie

#### FITNESS

Raffermissment

Raffermissment Bio-Pulse

Modelage

Modelage Bio-Pulse

Tonification

Augmentation masse

Modelage corps

Définition

Jogging

Fitness anaérobie

Fitness aérobie

Prévention crampes