

GENESY SII

ÉLECTROTHERAPIE À 2 CANAUX | 60 PROGRAMMES

PRODUIT DE PHYSIOTHERAPIE À DEUX CANAUX.

16 TENS - DOULEUR | 12 SPORT | 11 REHAB | 9 PRÉVENTION | 8 FITNESS, BEAUTÉ, BIEN-ETRE
3 INCONTINENCE | 1 IONOPHORÈSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2,5"

Canaux

2 indépendants (4 Électrodes)

Fréquence

1-150 Hz

Largeur d'impulsion

50-400 µs

Puissance

0-100 mA chaque canal

Alimentation

Batterie rechargeable

Taille


80x130x25 mm

Poids

220 gr

EQUIPEMENT

- 1 Sacochette de transport
- 1 Électrostimulateur GENESY SII
- 2 Câbles pour connecter les électrodes
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



TENS TENS

PRO PROGRAMMABLE

Sys SYNCRO STIM

BATTERIE RECHARGEABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY SII

ÉLECTROTHÉRAPIE À 2 CANAUX | 60 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

Rev. Fr_05_2022

TENS & DOLEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens des endorphines

Tendinite coiffe rotateurs

Douleur musculaire

Ostéoarthrite genou

Douleur post-intervention

Lésion musculaire

Douleurs cervicales

Douleur trapèze

Sciatalgie

Lombalgie

Épicondylite

Périarthrite scapulo-humérale

Canal carpien

Ostéoarthrite

Douleurs menstruelles

SPORT

Demo

Recherche points moteurs

Echauffement membres inférieurs

Echauffement pré-compétition

Force maximale membres inférieurs

Force résistante membres inférieurs

Force explosive membres inférieurs

Réactivité membres inférieurs

Capillarisation membres inférieurs

Récupération active membres inférieurs

Défatigant muscles membres inférieurs

Décontracturant membres inférieurs

REHAB

Renforcement vaste médial

Cheville gonflée

Hémiplégie membres supérieurs

Hémiplégie membres inférieurs

Rétablissement post-intervention LCA

Rétablissement fonctionnel membres inférieurs

Atrophie du quadriceps avec prothèse

Prévention subluxation de l'épaule

Spasmes musculaires

Sclérose multiple - fléxo-extenseurs jambe

Sclérose multiple - fléxo-extenseurs cheville

PRÉVENTION

Prévention cheville

Prévention genou

Prévention muscle quadriceps

Réathlétisation membres inférieurs

Réathlétisation épaule

Prévention épaule

Prévention coude

Réathlétisation membres supérieurs

Rétablissement ton musculaire cheville

FITNESS, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE

Lipolyse anticellulite cuisses

Lipolyse anticellulite bande abdominale post-accouchement

Drainage jambes

Drainage bande abdominale post-accouchement

Raffermissement jambes

Tonification jambes

Tonification bande abdominale post-accouchement

Modelage jambes

INCONTINENCE

Incontinence mixte

Incontinence due à stress

Incontinence par urgence

IONOPHORÈSE

Ionophorèse