

ELITE 150

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 150 PROGRAMMES

PRODUIT POUR LE SPORT ET POUR LE FITNESS, IDEAL AUSSI POUR LES TRAITEMENTS BEAUTE. IL UTILISE NOUVEAUX COURANTS DE STIMULATION SEQUENTIELLE, EXCELLENTS POUR LES EFFETS DRAINANTS.

36 BEAUTÉ | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 32 FITNESS | 31 SPORT | 12 TENS - DOULEUR | 3 REHAB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2,6"

Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

Fréquence

0,3-150 Hz *

Largeur d'impulsion

40-450 μ s *

Puissance

0-120 mA chaque canal

Alimentation

Batterie rechargeable

Taille

100x160x35 mm


Poids

450 gr

* Selon le type de courant

EQUIPEMENT

- 1 Sacoche de transport
- 1 Électrostimulateur ELITE 150
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



TENS TENS

3S 3S

Last10 LAST 10

MULTI USER MULTI USER

MY TRAINER MY TRAINER

SyS SYNCRO STIM

Work Time WORK TIME

BATTERIE RECHARGEABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

ELITE 150

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 150 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

SPORT

Capillarisation

Échauffement

Echauffement pre-compétition

Décontracturant

Récupération active

Force maximale

Force résistante

Force explosive

Réactivité

Récupération post-compétition

Hyperrophie

Rés. Aérobic

FITNESS

Raffermissment

Modelage

Modelage Bio-Pulse

Tonification

Augmentation masse

Jogging

BEAUTÉ

Drainage

Drainage Bio Pulse

Lipolyse

Lipolyse post-accouchement

Massage tonifiant

Massage connectif

Drainage post-accouchement

Raffermissment post-accouchement

Raffermissment du sein

Modelage du sein

Bras gonflés

Capillarisation du visage

Effet lifting

Amélioration du ton de la peau

TENS/DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle

Tens antalgique modulée

Tens des endorphines

Douleurs menstruelles

Douleur genou

Douleur chronique

Douleur musculaire

Douleurs cervicales

Douleur à l'épaule (syndrome s-h)

Lombalgie chronique

Bursites - tendinites

Ostéoarthrite

RÉHABILITATION

Atrophie membres inférieurs

Atrophie membres supérieurs

Rétablissement post-intervention LCA

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 36 combinaisons de paramètres.