

ELITE

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 98 PROGRAMMES

PRODUIT À QUATRE CANAUX POUR TOUTE EXIGENCE.

32 SPORT | 29 BEAUTÉ | 26 FITNESS | 9 TENS | 2 REHAB


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran
Taille de la zone visible 2,6"
Canaux
4 indépendants (8 Électrodes)
Fréquence
0,3-150 Hz *
Largeur d'impulsion
40-450 µs *
Puissance
0-100 mA chaque canal
Alimentation
Batterie rechargeable
Taille
100x160x35 mm
Poids
440 gr

* Selon le type de courant

EQUIPEMENT

- 1 Sacoché de transport
- 1 Électrostimulateur ELITE
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



- TENS
- LAST 10
- MULTI USER
- MY TRAINER
- SYNCRO STIM
- BATTERIE RECHARGEABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

LISTE DE PROGRAMMES

SPORT

Demo

Recherche point moteur

Capillarisation

Echauffement

Décontracturant

Récupération après compétition

Force maximale

Force de résistance

Force explosive

Réactivité

FITNESS

Raffermissement

Raffermissement Bio-Pulse

Modelage

Tonification

Augmentation masse

BEAUTÉ

Drainage

Drainage Bio-Pulse

Lipolyse

Lipolyse Bio-Pulse

Massage tonifiant

Massage relaxant Bio-Pulse

Vascularisation

Capillarisation visage

Effet lifting visage

TENS-DOULEUR

Tens antalgique

Tens endorphinique

Contractures

Hématomes

Sciatique

Lombalgie

Douleurs cervicales

Douleur à l'épaule

Épicondylite

RÉHABILITATION

Récupération atrophie membres inférieurs

Récupération atrophie membres supérieurs