

MAGNÉTHÉRAPIE

ARTHROSE - DOULEURS ARTICULAIRES - OSTÉOPOROSE
FRACTURES OSSEUSES



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



PRINCIPALES INDICATIONS

Les champs électromagnétiques pulsés (CÉMPs) générés par les appareils **GLOBUS** de la ligne **Magnum** sont des ondes électromagnétiques à basse fréquence capables d'aider les structures osseuses et articulaires à renforcer leur microstructure lorsqu'elle est endommagée ou affaiblie. La magnétothérapie est la kinésithérapie la plus utilisée à domicile pour les douleurs et les problèmes ostéoarticulaires.

GLOBUS est le leader incontesté de cette technologie depuis des années, garantissant un appareil fiable, simple d'utilisation et extrêmement efficace.

Nos produits sont tous certifiés comme dispositifs médicaux et les programmes qu'ils contiennent sont le résultat d'une recherche constante et d'une mise à jour bibliographique.

ARTHROSE ET DOULEURS ARTICULAIRES

Le signal électromagnétique pénètre dans les structures articulaires et exerce un effet anti-inflammatoire, réactivant le métabolisme des os et des cartilages.

Des études ont montré des réductions évidentes de la raideur articulaire après quelques séances de magnétothérapie, avec d'énormes avantages pour la réalisation des activités quotidiennes, sans douleur et avec une plus grande liberté de mouvement.

FRACTURES ET RETARDS DE CONSOLIDATION

La magnétothérapie favorise la guérison des fractures, avec une incidence plus faible d'événements négatifs tels que des retards de consolidation, l'ostéonécrose ou la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale. De plus, l'application de la magnétothérapie réduit considérablement la douleur post-fracture. La thérapie peut également être utilisée sur des plâtres et des orthèses.

ŒDÈMES OSSEUX

Des douleurs très intenses sont les premiers symptômes de l'œdème du spongieux osseux, une pathologie très fréquente causée par une accumulation excessive de liquide dans les structures de l'os concerné.

La magnétothérapie est la thérapie physique la plus prescrite par les médecins en cas d'œdème osseux et agit en réduisant la douleur et l'inflammation dans la zone touchée et en stimulant la régénération du tissu osseux.

INFLAMMATIONS

La magnétothérapie est également très utile en cas d'inflammations aiguës (après traumatismes, entorses ou chirurgie) et chroniques (tendinites à l'épaule, au genou, canal carpien, épicondylite, etc.). La thérapie améliore la récupération fonctionnelle et limite l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires.



NOUVEAU PRODUIT AVEC BATTERIE RECHARGEABLE INCLUSE

MAGNUM 2 Pro Drive

l'appareil PORTABLE le plus complet

L'équipement standard comprend **2 SOLÉNOÏDES FLEXIBLES**, le **TAPIS « Soft 4 »** et la **BATTERIE RECHARGEABLE** avec son câble USB.

- **41 PROGRAMMES**

- **2 CANAUX DE SORTIE**

- **FRÉQUENCE PERSONNALISABLE**

- **FONCTION 1 + 1: EFFECTUE DEUX PROGRAMMES DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS, MÊME SUR DEUX PERSONNES, AVEC UN CANAL CHACUNE**

SPÉCIFICATIONS

Intensité: 400 Gauss de moyenne au total
Fréquence: 5-200Hz

ÉQUIPEMENT Code G5429

- 1 Sac
- 1 Unité de magnétothérapie
- 1 Tapis « **Soft 4** »
- 2 Solénoïdes « **Flexibles** »
- 1 Magnum Test
- 1 Câble USB avec convertisseur 5-12V
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

LES HAUT DE GAMME

MAGNUM 3500 PRO

- 70 PROGRAMMES
- 4 CANAUX DE SORTIE
- FRÉQUENCE PERSONNALISABLE
- FONCTION 2+2 : EFFECTUE DEUX PROGRAMMES DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS, MÊME SUR DEUX PERSONNES, AVEC DEUX CANAUX CHACUNE



SPÉCIFICATIONS

Intensité : 800 Gauss de moyenne au total

Fréquence : 5-200Hz

ÉQUIPEMENT Code G5434

- 1 Mallette
- 1 Unité de magnétothérapie
- 2 Solénoïdes « **Flexibles** »
- 2 Solénoïdes « **Pocket Pro** »
- 2 Solénoïdes « **Soft** »
- 1 Tapis « **Soft 4** »
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

MAGNUM 3000 PRO

- 70 PROGRAMMES
- 2 CANAUX DE SORTIE
- FRÉQUENCE PERSONNALISABLE
- FONCTION 1+1 : EFFECTUE DEUX PROGRAMMES DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS, MÊME SUR DEUX PERSONNES, AVEC UN CANAL CHACUNE



SPÉCIFICATIONS

Intensité : 400 Gauss de moyenne au total

Fréquence : 5-200Hz

ÉQUIPEMENT DE BASE

- 1 Sac
- 1 Unité de magnétothérapie
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

OPTIONS D'ACHAT

- Code G5335** avec 2 solénoïdes « **Flexibles** »
- Code G6034** avec 2 solénoïdes « **Pocket Pro** »

PUISSANTS ET MANIABLES

MAGNUM XL PRO

- 46 PROGRAMMES
- 2 CANAUX DE SORTIE
- CRÉATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES
- LA PLUS PUISSANTE DE DIMENSION COMPACTE



SPÉCIFICATIONS

Intensité : 400 Gauss de moyenne au total

Fréquence : 5-200Hz

ÉQUIPEMENT DE BASE

1 Sac

1 Unité de magnétothérapie

1 Magnum Test

1 Alimentateur

1 Manuel d'utilisation

OPTIONS D'ACHAT

Code G3956 avec 2 solénoïdes « **Flexibles** »

Code G6033 avec 2 solénoïdes « **Pocket Pro** »

MAGNUM 2500

- 52 PROGRAMMES
- 2 CANAUX DE SORTIE
- FRÉQUENCE PERSONNALISABLE
- FONCTION 1+1 : EFFECTUE DEUX PROGRAMMES DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS, MÊME SUR DEUX PERSONNES, AVEC UN CANAL CHACUNE



SPÉCIFICATIONS

Intensité : 320 Gauss de moyenne au total

Fréquence : 5-200Hz

ÉQUIPEMENT DE BASE

1 Sac

1 Unité de magnétothérapie

1 Magnum Test

1 Alimentateur

1 Manuel d'utilisation

OPTIONS D'ACHAT

Code G5438 avec 1 solénoïde « **Flexible** »

Code G6191 avec 2 solénoïdes « **Pocket Pro** »

SIMPLE D'UTILISATION

MAGNUM XL

- 26 PROGRAMMES
- 2 CANAUX DE SORTIE
- CRÉATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES



SPÉCIFICATIONS

Intensité : 280 Gauss de moyenne au total

Fréquence : 5-200Hz

EQUIPEMENT Code G3216

- 1 Sac
- 1 Unité de magnétothérapie
- 1 Solénoïde « **Flexible** »
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

MAGNUM L

- 8 PROGRAMMES
- 1 CANAL DE SORTIE
- DISPOSE DE PROGRAMMES INDISPENSABLES POUR LES PATHOLOGIES LES PLUS COURANTES



SPÉCIFICATIONS

Intensité : 120 Gauss de moyenne

Fréquence : 5-200Hz

EQUIPEMENT Code G3947

- 1 Sac
- 1 Unité de magnétothérapie
- 1 Solénoïde « **Flexible** »
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation

TABLEAU PROGRAMMES LIGNE MAGNUM

| PROGRAMME | 3500 PRO 3000 PRO | MAGNUM 2 PRO DRIVE | XL PRO | 2500 | XL | L |
|---|----------------------|-----------------------|--------|------|----|---|
| Algodystrophie / Maladie de Sudeck | ✓ | ✓ | / | ✓ | / | / |
| Anti-inflammatoire | ✓ | ✓ | / | ✓ | / | / |
| Arthrite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | ✓ |
| Arthrose - Ostéoarthrite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entorse cheville | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Douleurs articulaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Œdèmes osseux | ✓ | ✓ | / | ✓ | / | / |
| Œdèmes-contusions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Épicondylite / Épitrochléite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | ✓ |
| Fracture avec plâtre | ✓ | ✓ | * | ✓ | * | * |
| Fractures | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fusion spinale | ✓ | ✓ | / | / | / | / |
| Lésion cartilage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Mal au dos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ostéonécrose | ✓ | ✓ | / | ✓ | / | / |
| Ostéoporose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ostéotomie | ✓ | ✓ | / | / | / | / |
| Post Intervention LCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Prothèse hanche - genou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / | / |
| Pseudarthrose | ✓ | ✓ | / | / | / | / |
| Retard consolidation fractures | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / |
| Tendinite épaule / Coiffe des rotateurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / |
| Tendinites | ✓ | ✓ | ✓ | / | / | / |
| Canal carpien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | / |
| Ulcères | ✓ | ✓ | / | / | / | / |
| Programme multifréquence | ✓ | / | / | 1 | / | / |
| Programmes à fréquence prédéfinie | 25 | / | / | 15 | / | / |
| Programmes nocturnes | 3 | / | / | / | / | / |
| Programmes esthétiques | / | / | 14 | / | 10 | / |

* Utiliser le programme « Fractures »

Certains programmes sont subdivisés par zone du corps. Pour plus d'infos, voir les fiches techniques des produits.

POURQUOI LA MAGNÉTHÉRAPIE GLOBUS ?

PRODUIT

MADE IN ITALY

GARANTIE DE QUALITÉ



DISPOSITIFS MÉDICAUX
CERTIFIÉS



UTILISATION SIMPLE, GRÂCE
AU NOUVEAU MENU
« **EASY PROGRAM** »



ASSISTANCE DE NOS
TECHNICIENS POUR TOUTE
INFORMATION D'UTILISATION



CHAMP
ELECTROMAGNETIQUE PARMIS
LES PLUS PUISSANTS
SUR LE MARCHÉ



ADAPTÉ À TOUS LES
MEMBRES DE LA FAMILLE,
LES PERSONNES ÂGÉES ET
LES PLUS JEUNES

GAMME ACCESSOIRES



G5988

SOLÉNOÏDE « POCKET PRO » 15,5x9,5 cm - 2 BOBINES
Solénoïde très puissant et extrêmement confortable, facile à appliquer sur les articulations et sur la colonne vertébrale. L'étui est lavable et s'utilise de préférence par paire.



G1407

SOLÉNOÏDE FLEXIBLE 30X10 cm - 2 BOBINES
Solénoïde qui simplifie l'application sur les articulations (genou, cheville, épaule, poignet, coude) et sur les petites zones anatomiques (pied et main).



G4276

TAPIS « SOFT 4 » 25X25 cm - 4 BOBINES - 2 CANAUX
Accessoire qui facilite la thérapie sur la zone lombaire, dorsale, cervicale et sur les hanches (bassin).



G1408

SOLÉNOÏDE FLEXIBLE - 40X15 cm - 4 BOBINES
Solénoïde principalement adapté aux traitements de la colonne vertébrale.



G5878

KIT COUVERTURE SOLÉNOÏDES FLEXIBLES (10 PIÈCES)
Sachets pratiques pour garder les solénoïdes propres et assurer leur hygiène.



G0699

PACK BATTERIE RECHARGEABLE 1800mAh - 72V NI-MH
POUR MAGNUM XL PRO - MAGNUM XL - MAGNUM L
MAGNUM 2500 - MAGNUM 3000 PRO

G1120

PACK BATTERIE RECHARGEABLE 4000mAh
12V AA NI-MH - POUR MAGNUM 3500 PRO

GAMME ACCESSORIES



TAPIS SIMPLE MAGNÉTHÉRAPIE 44X70 cm

G5944

TAPIS MAT 100 MEMORY FOAM, 4 SOLENOIDES

G6048

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR MAT 100 MEMORY FOAM

G6049

REVÊTEMENT INTÉRIEUR POUR MAT 100 MEMORY FOAM

Recommandé pour les traitements de la colonne vertébrale et du bassin.



MATELAS 176 x 70 cm, POUR ÊTRE CONNECTÉ À LA MAGNÉTHÉRAPIE "GLOBUS"

G5947

MATELAS TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM - 2 TAPIS ACTIFS SUR 4

G5948

MATELAS TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM - 4 TAPIS ACTIFS SUR 4

G5949

MATELAS TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM - 4 TAPIS ACTIFS SUR 4
UNIQUEMENT AVEC MODÈLE MAGNUM 3500 PRO

Indiqué pour les traitements de longue durée sur plusieurs parties du corps.



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



ACHETEZ OU LOUEZ VOTRE APPAREIL
POUR LE MAGNÉTHÉRAPIE

DOMINO SRL - 31013 Codognè (TV) - ITALIE - Tél. (+39) 0438.7933
globuscorporation.com



globusmagneto.com

Matériel d'information réservé aux opérateurs du secteur.
Les images et les caractéristiques techniques présentées dans cette brochure sont sans engagement et peuvent être modifiées à tout moment par le fabricant, sans préavis. Pour plus d'informations sur nos produits et traitements, pour regarder des vidéos de produits et en savoir plus sur nos revendeurs, visitez notre site Web.

Rev. Fr_06_2023