

KIT LEG PRESS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxPxH)

220x75x170 cm

Dimensions zone de travail (LxPxH)

220x75x170 cm

Poids

215 Kg

Poids maximum siège

135 Kg

Charge Min/Max*

10-440 Kg

Vitesses Isocinétiques Min/Max*

0.1-4 m/s

* Les données techniques font référence au dispositif KINEO connecté.

KINEO LEG PRESS "Accessoire" ne peut pas fonctionner de manière indépendante.

FONCTIONNALITÉS

- Siège réglable en profondeur, dossier réglable en 7 positions
- Cuir italien de haute qualité


HARDWARE

- Station de travail Leg Press
- Roues avec système de blocage

ACCESSOIRES

- Coussin proprioceptif avec crochet magnétique facilité

CONFORMITÉ



KIT LEG PRESS

Rev. Fr_06_2023