

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTHERAPIE | 46 PROGRAMMES

DISPOSITIF POUR MAGNÉTHÉRAPIE ÉQUIPPÉ D'UNE GAMME COMPLÈTE DE PROGRAMMES PRÉ-RÉGLÉS POUR TRAITER LES TROUBLES OSTÉOARTICULAIRES LES PLUS FRÉQUENTS. LE DISPOSITIF ET L'UN DES PLUS PUISSANTS SUR LE MARCHÉ ET IL EST POURVU DE DEUX SOLÉNOÏDES.

32 SANTE ET REHAB | 14 ESTHETIQUE ET FITNESS


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran
Taille de la zone visible 2.6"
Canaux
2 indépendants
Intensité émise
- 200 Gauss en moyenne - 400 Gauss en moyenne au total (2 canaux)
Fréquence réglable
5-200 Hz
Duty Cycle
5-50%
Solénoïdes
2 solénoïdes flexible 300x100 mm
Alimentation
- Secteur - Batterie rechargeable (non fournies)
Taille
100x160x35 mm
Poids
280 gr

EQUIPEMENT

Code **G3956**

- 1 Sacoché de transport
- 1 Unité de magnétothérapie MAGNUM XL PRO
- 2 Solénoïdes flexible, 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTION D'ACHAT

Code **G6033** MAGNUM XL PRO avec 2 solénoïdes Pocket Pro



CE
0476



- EASY PROGRAM**
- LAST 10**
- PROGRAMMABLE**
- MULTI USER**
- OPTION LOCATION**
- RUN TIME / MODIFICATION DES PARAMÈTRES**
- ALIMENTATION SECTEUR**

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNUM XL PRO

MAGNETOTHERAPIE | 46 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

SANTÉ-REHAB

Fractures

Fractures Epaule

Fractures Clavicule

Fractures Avant-bras

Fractures Bassin

Fractures Tibia

Fracture Poignet

Fractures col fémur

Fracture Scaphoïde

Retard Consolidation Fractures

Coiffes des Rotateurs

Canal Carpien

Douleur Dos

Arthrose

Ostéoporose

Ostéoarthrite Cervicale

Ostéoarthrite Main

Ostéoarthrite Epaule

Ostéoarthrite Colonne

Ostéoarthrite Genou

Ostéoarthrite Hanche

Prothèse Hanche

Post Intervention LCA

Nettoyage Cartilage

Prothèse Genou

Épitrochléite

Épicondylite

Tendinites

Œdèmes - Contusions

Douleurs articulaires

Entorse cheville

Arthrites

BEAUTÉ-FITNESS

Drainage Abdomen

Drainage Membres Supérieurs

Drainage Cuisses Fessiers et Flancs

Cellulite Abdomen

Cellulite Membres Supérieurs

Cellulite Cuisses Fessiers et Flancs

États Œdémateux

Enflure Jambes

Traitement Réactivant

Régénération Tissulaire

Acné

Cicatrices

Rides du Visage

Vergetures