

# MAGNUM XL

## MAGNETOTHERAPIE | 26 PROGRAMMES

DISPOSITIF POUR MAGNÉTHÉRAPIE DOMICILIAIRE ADAPTÉ À TRAITER LES PRINCIPAUX TROUBLES OSTÉOARTICULAIRES. ENCORE PLUS SIMPLE À UTILISER AVEC LA NOUVELLE FONCTION EASY PROGRAM.

16 SANTE ET REHAB | 10 BEAUTÉ- FITNESS


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Écran</b>
Taille de la zone visible 2.6"
<b>Canaux</b>
2 indépendants
<b>Intensité émise</b>
- 140 Gauss chaque canal - 280 Gauss en moyenne au total (2 canaux)
<b>Fréquence réglable</b>
5-200 Hz
<b>Duty Cycle</b>
5-50%
<b>Alimentation</b>
- Secteur - Batterie rechargeable (non fournies)
<b>Taille</b>
100x160x35 mm
<b>Poids</b>
260 gr

### EQUIPEMENT

Code **G3216**

- 1 Sacoche de transport
- 1 Unité de magnétothérapie MAGNUM XL
- 1 Solénoïde flexible, 300x100 mm
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



**CE**  
0476



EASY PROGRAM



LAST 10



PROGRAMMABLE



OPTION LOCATION



RUN TIME / MODIFICATION DES PARAMÈTRES



ALIMENTATION SECTEUR

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM XL

## MAGNETOTHERAPIE | 26 PROGRAMMES

### LISTE DE PROGRAMMES

#### SANTÉ-REHAB

Fractures

---

Fractures épaule

---

Fractures Avant-bras

---

Fractures Tibia

---

Fracture Poignet

---

Retard Consolidation fractures

---

Coiffes des Rotateurs

---

Canal Carpien

---

Douleur Dos

---

Arthrose

---

Ostéoporose

---

Ostéoarthrite Cervicale

---

Ostéoarthrite main

---

Ostéoarthrite épaule

---

Ostéoarthrite colonne

---

Ostéoarthrite Hanche

---

#### BEAUTÉ-FITNESS

Drainage

---

Cellulite

---

États OEdémateux

---

Enflure Jambes

---

Traitement Réactivant

---

Régénération Tissulaire

---

Acné

---

Cicatrices

---

Rides du Visage

---

Vergetures