

TECAR BEAUTY 7000 MED

ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

DAS BESTE GERÄT DER TECAR-BEUTY LINIE VON GLOBUS MIT MEDIZINISCHER ZERTIFIZIERUNG. DAS GERÄT VERFÜGT SOWOHL ÜBER ZAHLREICHE PROGRAMME FÜR ÄSTHETISCHE BEHANDLUNGEN ALS AUCH ÜBER PROTOKOLLE FÜR UNTERSCHIEDLICHE MUSKEL- UND SKELETTERKRANKUNGEN. DAS FARB-TOUCH SCREEN NAVIGATIONS MENÜ UMFASST EINEN ATLAS MIT ZAHLREICHEN BILDERN UND EINE PRAKTISCHE BESCHREIBUNG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DER BEHANDLUNGEN. DER FORGESCHRITTENE BENUTZER KANN AUSSERDEM MIT TECAR BEAUTY 7000 MED IN WENIGEN SCHRITTEN NEUE PROGRAMME SCHAFFEN BZW. SPEICHERN.

TECHNISCHE DATEN

Display

Größe 7" Farbdisplay Touch Screen

Nennleistung (NP)

350W ±10%

Emissionsfrequenz

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz,
1000kHz, 1200kHz, ± 10%

Art der Behandlung

Kapazitiv und Resistiv

Kapazitive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

Resistive Elektroden

3 Größen Ø (mm 30, 50, 70)

Stromnetzversorgung

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

Abmessungen

515x340x170 mm

Gewicht

11,5 Kg

AUSSTATTUNG

· Code G6244

· 1 Gerät TECAR BEAUTY BEAUTY 7000 MED

· 1 Rückführelektrode (Flexible Platte)

· 1 Resistives monopolares Handstück mit 3 Elektroden
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Kapazitives monopolares Handstück mit 3 Elektroden
Ø (mm 30, 50, 70)

· 1 Bipolares Handstück Ø (mm 30)

· 1 Kit für die Behandlung mit freien Händen

· 1 Konduktive Creme - 1000 ml

· 1 Zuleitungskabel

· 1 Handbuch



TECAR BEAUTY 7000 MED

ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

LISTE DER MEDIZINISCHEN BEHANDLUNGEN

Rev. De_03_2024

Hallux valgus	Plantare Fasziiitis	Bandscheibenverwölbung
Arthritis	Phlebitis	Akute Schambeinenzündung
Arthrose	Fraktur akuter Phase	Chronische Schambeinenzündung
Arthrose Halswirbelsäule	Fraktur subakuter Phase	Rizarthrose
Dorsale bzw. Lendenarthrose	Gonarthrose	Impingement-Syndrom
Bursitis	Muskelverletzungen 1. Grad	Piriformis-Syndrom
Schultersteife	Muskelverletzungen 2. Grad	Ilio-fibiales Bandsyndrom
Akute Nackenschmerzen	Muskelverletzungen 3. Grad	Styloiditis ulnae
Chronische Nackenschmerzen	Bandverletzungen 1. Grad	Akute Achillessehnenentzündung
Cervicobrachialgie	Bandverletzungen 2. Grad	Chronische Achillessehnenentzündung
Baker-Zyste	Bandverletzungen 3. Grad	Akute Tendinitis
Schleudertrauma	Chronische Lymphödeme	Chronische Tendinitis
Nervenkompression	Posttraumatische Lymphöd	Gänsefuß- Sehnenentzündung
Patellofemorale Chondropathie (Knorpelkrankheit)	Akute Lumbalgie	De Quervain Tendinitis /Styloiditis radii
Muskelkontraktion	Chronische Lumbalgie	Patellasehnenentzündung
Hüftgelenksarthrose	Lumboischialgie	Tendovaginitis
Muskel- Abkühlung	Metatarsalgie	Verstauchungen mit Ödemen
Epikondylitis	Osteochondrose/Osteochondritis	Verstauchungen ohne Ödeme
Golferellenbogen	Periarthritis	Karpaltunnel
Bandscheibenvorfall	Periostitis	
	Nach-OP Hü	

- Unter den **Standardprogramme** stehen außerdem 26 Programme für die Behandlung spezifischer Pathologien zur Verfügung, die in 5 Anwendungsbereiche zurückgeführt werden können.

ANWENDUNGSBEREICHE	SPEZIFISCHE PATHOLOGIEN
Lymphatische und vaskuläre Pathologien	
• Chronische Lymphödeme	1
• Posttraumatische Lymphödeme	1
Pathologien der Muskeln und der Weichteile	
• Narben	1
• Muskelkontraktion	1
• Muskel- Abkühlung	1
• Fibrose	1
• Muskelverletzungen 1. Grad	1
• Muskelverletzungen 2. Grad	1
• Muskelverletzungen 3. Grad	1
Nervenerkrankungen	
• Cervicobrachialgie	1
• Nervenkompression	1
• Lumboischialgie	1
• Piriformis-Syndrom	1
• Karpaltunnel	1

ANWENDUNGSBEREICHE	SPEZIFISCHE PATHOLOGIEN
Pathologien der Knochen und der Gelenken	
• Arthritis	1
• Arthrose	1
• Bandscheibenvorfall	1
• Fraktur akuter Phase	1
• Fraktur subakuter Phase	1
• Bandscheibenverwölbung	1
• Traumata nach Verstauchung	1
Pathologien von Sehnen und Bändern	
• Bandverletzungen 1. Grad	1
• Bandverletzungen 2. Grad	1
• Bandverletzungen 3. Grad	1
• Akute Tendinitis	1
• Chronische Tendinitis	1

TECAR BEAUTY 7000 MED

ÄSTHETISCHE DIATHERMIE

PROGRAMMLISTE ÄSTHETISCHES ATLAS

GESICHT

Falten
Augenpartie
Aknenarben
Lifting
Couperose
Entspannende Massage

DEKOLLETEE

Lifting
Narben
Straffung

ARM-HAND

Falten
Straffung
Verjüngung
Narben
Dehnungsstreifen
Fettabbau

BAUCH + HÜFTE

Fettabbau
Straffung
Narben
Dehnungsstreifen

GESÄSS

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis
Massage

RÜCKEN

Straffung
Narben
Massage
Fettabbau

OBERSCHENKEL UND BEINE

Dehnungsstreifen
Straffung
Narben
Lymphatische Dränage
Fettabbau
Ödematöse Zellulitis
Fibröse Zellulitis
Sklerotische Zellulitis
Massage

-  ATLAS DER BEHANDLUNGEN
-  GEPULSTE BEHANDLUNGEN
-  BEHANDLUNGEN UNTER ATHERMISCHEN BEDINGUNGEN
-  RESISTIV
-  KAPAZITIV
-  MULTIFREQUENZ
-  AUTOMATISCHES SCANNEN DER FREQUENZEN
-  MYOFASZIALE
-  TRANSDERMALE PENETRATIONSHILFE
-  MODALITÄT MIT DEN HÄNDEN
-  BIPOLAR
-  FARBDISPLAY
-  TOUCH SCREEN BILDSCHIRM
-  STROMNETZVERSORGUNG

Unter den **ästhetischen Standardprogramme** stehen außerdem 13 Programme für die Behandlung spezifischer Pathologien zur Verfügung, die in 5 Anwendungsbereiche zurückgeführt werden können.

ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME	ANWENDUNGSBEREICHE	PROGRAMME
Lymphdrainage	1	Hauterschlaffung	
Lokalisierte Adipositas		• Leicht	1
• Hautfalte < 4 cm	1	• Mäßig	1
• Hautfalte 4-8 cm	1	• Schwerwiegend	1
• Hautfalte > 8 cm	1	Verjüngung Gesicht-Dekolletee	
Behandlung von Zellulitis		• Leicht	1
• Leichte Zellulitis	1	• Mäßig	1
• Gemäßigte Zellulitis	1	• Schwerwiegend	1
• Gemäßigte Zellulitis	1		