

# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TECARTERAPIA ESTÉTICA

EL MEJOR DISPOSITIVO CON CERTIFICACIÓN MÉDICA DE LA LÍNEA TECAR BEUTY GLOBUS. EL DISPOSITIVO CUENTA CON UNA AMPLIA LISTA DE PROGRAMAS QUE INCLUYE TANTO TRATAMIENTOS ESTÉTICOS COMO PROTOCOLOS PARA DISTINTAS PATOLOGÍAS MUSCULOESQUELÉTICAS. EL MENÚ DE NAVEGACIÓN PANTALLA TÁCTIL EN LA PANTALLA A COLOR INCLUYE UN ATLAS CON MUCHAS IMÁGENES Y UNA DESCRIPCIÓN PRÁCTICA DE CÓMO REALIZAR LOS TRATAMIENTOS. ADEMÁS, PARA EL USUARIO EXPERTO, TECAR BEAUTY 7000 MED PERMITE CREAR Y ALMACENAR NUEVOS PROGRAMAS EN POCOS PASOS.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Pantalla

Tamaño pantalla táctil a colores de 7"

#### Potencia nominal (NP)

350W ±10%

#### Frecuencias de emisión

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz, ± 10%

#### Modalidades de tratamiento

Capacitivo y Resistivo

#### Electrodos capacitivos

3 tamaños Ø (30, 50, 70 mm)

#### Electrodos resistivos

3 tamaños Ø (30, 50, 70 mm)

#### Alimentación con red eléctrica

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

#### Tamaño

515x340x170 mm

#### Peso

11,5 Kg

### DOTACIÓN ESTÁNDAR

· Cod. G6244

· 1 Unidad TECAR BEAUTY BEAUTY 7000 MED

· 1 Electrodo de retorno (placa flexible)

· 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 electrodos Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo capacitivo monopolar con 3 electrodos Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Manípulo bipolar Ø (30 mm)

· 1 Kit de tratamiento Manos Libres

· 1 Bote de 1000 ml de crema conductora

· 1 Cable de alimentación

· 1 Manual de instrucciones



# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TECARTERAPIA ESTÉTICA

### LISTA TRATAMIENTOS MÉDICOS

Juanete	Fascitis plantar	Protrusión discal
Artritis	Flebitis	Pubalgia
Artrosi	Fractura fase aguda	Pubalgia crónica
Artrosis cervical	Fractura fase subaguda	Rizartrosi
Artrosis dorsal o lumbar	Gonartrosi	Síndrome de pinzamiento subacromial
Bursitis	Lesión muscular de 1º grado	Síndrome del piriforme
Capsulitis	Lesión muscular de 2º grado	Síndrome de la banda iliotibial
Dolor cervical agudo	Lesión muscular de 3º grado	Estiloiditis ulnar
Dolor cervical	Lesiones ligamentosas 1º grado	Tendinopatía aquilea aguda
Cervicobraquialgia	Lesiones ligamentosas 2º grado	Tendinopatía aquilea crónica
Quiste de Baker	Lesiones ligamentosas 3º grado	Tendinitis
Latigazo	Linfedema crónico	Tendinitis crónica
Compresión del nervio	Linfedema post-traumático	Tendinitis de la pata de ganso
Condropatía femoro-Rotulea (les cart)	Lumbalgia	Tendinitis De Quervain/Estiloiditis radial
Contractura muscular	Lumbalgia crónica	Tendinitis
Coxartrosis	Ciática lumbar	Tenosinovitis
Desfatigamiento muscular	Metatarsalgia	Traumas distorsivos con edema
Epicondilitis	Osteocondrosis/Osteocondritis	Traumas distorsivos sin edema
Epitrocleititis	Periartritis	Túnel carpiano
Hernia de disco	Periostitis	
	Recuperación cirugía cadera	















• En el **Área Predefinidos** están también disponibles n° 26 programas predefinidos relativos a patologías específicas que pueden ser trabajadas, 5 diferentes.

ÁMBITOS TRATAMIENTO	PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS	ÁMBITOS TRATAMIENTO	PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS
<b>Patologías linfáticas y vasculares</b>		<b>Patologías óseas y articulares</b>	
• Linfedema crónico	1	• Artritis	1
• Linfedema Post Traumático	1	• Artrosis	1
<b>Patologías musculares y de los tejidos blandos</b>		• Hernia de disco	1
• Cicatrices	1	• Fractura fase aguda	1
• Contractura muscular	1	• Fractura fase subaguda	1
• Desfatigamiento muscular	1	• Protrusión discal	1
• Fibrosis	1	• Traumas distorsivos	1
• Lesión muscular de 1º grado	1	<b>Patologías tendinosas y ligamentosas</b>	
• Lesión muscular de 2º grado	1	• Lesiones ligamentosas 1º grado	1
• Lesión muscular de 3º grado	1	• Lesiones ligamentosas 2º grado	1
<b>Patologías nerviosas</b>		• Lesiones ligamentosas 3º grado	1
• Cervicobraquialgia	1	• Tendinitis aguda	1
• Compresión nerviosa	1	• Tendinitis crónica	1
• Ciática lumbar	1		
• Síndrome del piriforme	1		
• Túnel carpiano	1		

# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TECARTERAPIA ESTÉTICA

### LISTA PROGRAMAS ATLAS ESTÉTICO

<p><b>CARA</b></p> <p>Arrugas</p> <hr/> <p>Contorno ojos</p> <hr/> <p>Cicatrices por acné</p> <hr/> <p>Lifting</p> <hr/> <p>Enrojecimiento</p> <hr/> <p>Masaje relajante</p> <p><b>ESCOTE</b></p> <p>Lifting</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <p><b>BRAZO-MANO</b></p> <p>Arrugas</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Rejuvenecimiento</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Estrías</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <p><b>ABDOMEN-CADERAS</b></p> <p>Reducción adiposidad</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Estrías</p>	<p><b>GLÚTEOS</b></p> <p>Estrías</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Drenaje linfático</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <hr/> <p>Celulitis edematosa</p> <hr/> <p>Celulitis fibrosa</p> <hr/> <p>Celulitis esclerótica</p> <p>Masaje</p> <p><b>ESPALDA</b></p> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Masaje</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <p><b>MUSLOS Y PIERNAS</b></p> <p>Estrías</p> <hr/> <p>Reafirmante</p> <hr/> <p>Cicatrices</p> <hr/> <p>Drenaje linfático</p> <hr/> <p>Reducción adiposidad</p> <hr/> <p>Celulitis edematosa</p> <hr/> <p>Celulitis fibrosa</p> <hr/> <p>Celulitis esclerótica</p> <hr/> <p>Masaje</p>	<p> <b>ATLAS DE LOS TRATAMIENTOS</b></p> <p> <b>TRATAMIENTOS PULSADOS</b></p> <p> <b>TRATAMIENTOS EN ATERMIA</b></p> <p> <b>RESISTIVO</b></p> <p> <b>CAPACITIVO</b></p> <p> <b>MULTIFRECUENCIA</b></p> <p> <b>EXPLORACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS FRECUENCIAS</b></p> <p> <b>MIOFASIALES</b></p> <p> <b>VEHICULACIÓN TRANSDÉRMICA</b></p> <p> <b>MODALIDAD MANOS LIBRES</b></p> <p> <b>BIPOLAR</b></p> <p> <b>PANTALLA A COLOR</b></p> <p> <b>PANTALLA TÁCTIL</b></p> <p> <b>ALIMENTACIÓN CON RED</b></p>
---	---	--

En el **Área de Predefinidos-Estética**, también hay 13 programas predefinidos relacionados con patologías específicas que se concentran en 5 áreas de tratamiento diferentes

ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS	ÁMBITOS TRATAMIENTO	PROGRAMAS
<b>Drenaje linfático</b>	1	<b>Laxitud cutánea</b>	
<b>Adiposidad localizada</b>		• Leve	1
• Pliegue < 4 cm	1	• Moderada	1
• Pliegue 4-8 cm	1	• Grave	1
• Pliegue > 8 cm	1	<b>Ringiovanimento viso-decollete</b>	
<b>Tratamiento celulitis</b>		• Leve	1
• Celulitis leve	1	• Moderada	1
• Celulitis moderada	1	• Grave	1
• Celulitis grave	1		