

# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

LE MEILLEUR DISPOSITIF AVEC CERTIFICATION MÉDICALE DE LA LIGNE TECAR BEAUTY GLOBUS. LE DISPOSITIF DISPOSE D'UNE LONGUE LISTE DE PROGRAMMES QUI INCLUT DES TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES ET DES PROTOCOLES POUR LES DIFFÉRENTES PATHOLOGIES MUSCULO-SQUELETTIQUES. LE MENU DE NAVIGATION TACTILE SUR L'ÉCRAN COULEUR INCLUT UN ATLAS AVEC BEAUCOUP D'IMAGES ET UNE DESCRIPTION PRATIQUE DE COMMENT EFFECTUER LES TRAITEMENTS. DE PLUS, POUR L'UTILISATEUR EXPERT, TECAR BEAUTY 7000 MED PERMET DE CRÉER ET MÉMORISER DES NOUVEAUX PROGRAMMES EN QUELQUES ÉTAPES.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### Écran

Dimension 7" écran couleur tactile

#### Puissance Nominale (NP)

350W ±10%

#### Fréquence d'émission

300kHz, 400kHz, 448kHz, 470kHz, 700kHz, 1000kHz, 1200kHz, ± 10%

#### Méthodes de traitement

Capacitif et Résistif

#### Électrodes Capacitives

3 dimensions Ø (30, 50, 70 mm)

#### Électrodes Résistives

3 dimensions Ø (30, 50, 70 mm)

#### Alimentation secteur

100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A

#### Dimensions

515x340x170 mm

#### Poids

11,5 Kg

### ÉQUIPEMENT STANDARD

· Cod. G6244

· 1 Dispositif TECAR BEAUTY 7000 MED

· 1 Électrode de retour (plaque flexible)

· 1 Tête Resistive monopolaire avec 3 électrodes Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête Capacitive monopolaire avec 3 électrodes Ø (30, 50, 70 mm)

· 1 Tête bipolaire Ø (30 mm) Ø (30 mm)

· 1 Kit de traitement Mains Libres

· 1 Boîtes de crème conductrice 1000 ml

· 1 Câble d'alimentation

· 1 Manuel d'utilisation



# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

### LISTE TRAITEMENTS MÉDICAUX

Rev. Fr\_03\_2024

Hallux valgus	Fasciite plantaire	Protrusion discale
Arthrite	Phlébite	Pubalgie aiguë
Arthrose	Fracture phase aiguë	Pubalgie chronique
Arthrose cervicale	Fracture phase subaiguë	Rhizarthrose
Arthrose dorsale ou lombaire	Gonarthrose	Syndrome de conflit sous-acromial
Bursite	Lésion musculaire de 1er niveau	Syndrome du Piriforme
Capsulite adhésive	Lésion musculaire de 2ème niveau	Syndrome de la bandellette ilio-tibiale
Cervicalgie aiguë	Lésion musculaire de 3ème niveau	Styloïdite ulnaire
Cervicalgie chronique	Lésions ligamenteuses 1er niveau	Tendinite aiguë du tendon d'Achille
Cervico-brachiale	Lésions ligamenteuses 2ème niveau	Tendinite chronique du tendon d'Achille
Kyste de Baker	Lésions ligamenteuses 3ème niveau	Tendinite aiguë
Coup du lapin	Lymphoedème chronique	Tendinite chronique
Compression nerveuse	Lymphoedème post-traumatique	Tendinite de la patte d'oie
Chondropatie fémoro-rotulienne (lésion cartilage)	Lombalgie aiguë	Tendinite de De Quervain/styloïdite radiale
Contracture musculaire	Lombalgie chronique	Tendinite rotulienne
Coxarthrose	Lombosciatalgie	Ténosynovite
Défatigant musculaire	Métatarsalgie	Traumatismes de distorsion avec œdème
Épicondylite	Ostéochondrose/Ostéochondrite	Traumatismes de distorsion sans œdème
Épitrochléite	Périarthrite	Canal carpien
Hernie discale	Périostite	
	Post-intervention hanche	

• De plus, dans la **Section Prédéfinis** il y a 26 programmes prédéfinis pour des pathologies spécifiques qui peuvent être groupés en 5 différentes catégories de traitement.

CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES	CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
<b>Pathologies lymphatiques et vasculaires</b>		<b>Pathologies osseuses et articulaires</b>	
• Lymphoedème chronique	1	• Arthrite	1
• Lymphoedème post-traumatique	1	• Arthrose	1
<b>Pathologies musculaires et des tissus mous</b>		• Hernie discale	1
• Cicatrices	1	• Fracture phase aiguë	1
• Contracture musculaire	1	• Fracture phase subaiguë	1
• Défatigant musculaire	1	• Protrusion discale	1
• Fibrose	1	• Traumatismes de distorsion	1
• Lésion musculaire de 1er niveau	1	<b>Pathologies tendineuses et ligamenteuses</b>	
• Lésion musculaire de 2ème niveau	1	• Lésions ligamenteuses 1er niveau	1
• Lésion musculaire de 3ème niveau	1	• Lésions ligamenteuses 2ème niveau	1
<b>Pathologies nerveuses</b>		• Lésions ligamenteuses 3ème niveau	1
• Névralgie cervico-brachiale	1	• Tendinite aiguë	1
• Compression nerveuse	1	• Tendinite chronique	1
• Lombosciatalgie	1		
• Syndrome du Piriforme	1		
• Canal carpien	1		

# TECAR BEAUTY 7000 MED

## TÉCAR THÉRAPIE ESTHÉTIQUE

### LISTE PROGRAMMES ATLAS ESTHÉTIQUE

#### VISAGE

Rides
Contour des yeux
Cicatrices acné
Lifting
Couperose
Massage relaxant

#### DÉCOLLETÉ

Lifting
Cicatrices
Raffermissment

#### BRAS-MAIN

Rides
Raffermissment
Rajeunissement
Cicatrices
Vergetures
Réduction graisse

#### ABDOMEN-FLANCS

Réduction graisse
Raffermissment
Cicatrices
Vergetures

#### FESSIERS

Vergetures
Raffermissment
Cicatrices
Drainage Lymphatique
Réduction graisse
Cellulite œdémateuse
Cellulite fibreuse
Cellulite sclérotique
Massage

#### DOS

Raffermissment
Cicatrices
Massage
Réduction graisse

#### CUISSES ET JAMBES

Vergetures
Raffermissment
Cicatrices
Drainage Lymphatique
Drainage Lymphatique
Cellulite œdémateuse
Cellulite fibreuse
Cellulite sclérotique
Massage



ATLAS DES  
TRAITEMENTS



TRAITEMENTS  
PULSÉS



TRAITEMENTS  
EN ATHERMIE



RÉSISTIF



CAPACITIF



MULTIFRÉQUENCE



BALAYAGE AUTOMATIQUE  
DES FRÉQUENCES



MYOFASCIALES



VÉHICULATION  
TRANSDERMIQUE



MODALITÉ  
MAINS LIBRES



BIPOLAIRE



ÉCRAN COULEUR



ÉCRAN TACTILE



ALIMENTATION  
SECTEUR

De plus, dans la **Section Prédéfinis-Esthétique** il y a 13 programmes prédéfinis pour des pathologies spécifiques qui peuvent être groupés en 5 différentes catégories de traitement.

CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PROGRAMMES	CATÉGORIES DE TRAITEMENT	PROGRAMMES
<b>Drainage lymphatique</b>	1	<b>Laxité cutanée</b>	
<b>Adiposités localisées</b>		• Légère	1
• Pli < 4 cm	1	• Modérée	1
• Pli 4-8 cm	1	• Grave	1
• Pli > 8 cm	1	<b>Rajeunissement visage-décolleté</b>	
<b>Traitement cellulite</b>		• Légère	1
• Cellulite légère	1	• Modérée	1
• Cellulite modérée	1	• Grave	1
• Cellulite grave	1		