


KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO




MAGNETOTERAPIA PARA CABALLO

EL NUEVO KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO, ADEMÁS DEL DISPOSITIVO PARA MAGNETOTERAPIA CON LOS NUEVOS PROGRAMAS DEDICADOS A LOS CABALLOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS DISEÑADOS PARA SU TRATAMIENTO: CAPA Y CUBRECUELLO TERAPEUTICOS, SOLENOIDES FLEXIBLES CON RELATIVOS CABLES DUPLICADORES, UN PRÁCTICO FORRO PORTA DISPOSITIVO Y UNA FAJA REGULABLE ÚTIL PARA FIJAR EL DISPOSITIVO AL CABALLO. EL KIT SE COMPLETA CON UN CÓMODO BOLSO PARA EL TRANSPORTE Y UNA BATERIA CON EL DOBLE DE LA CAPACIDAD. MAGNETOVET 4000 HORSE ES EL DISPOSITIVO PARA MAGNETOTERAPIA A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PULSADOS DE ALTA INTENSIDAD, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL TRATAMIENTO DEL CABALLO. LOS CUATRO CANALES PERMITEN CONECTAR LOS SOLENOIDES INSTALADOS EN LA CAPA Y EN EL CUBRECUELLO TERAPEUTICO, PERMITIENDO ASÍ REALIZAR LOS TRATAMIENTOS EN TODA EL ÁREA DE LA COLUMNA VERTEBRAL DEL CABALLO.

CAPA TERAPEUTICA




CUBRECUELLO TERAPEUTICO



DOTACIÓN DE SERIE | Cod. G6593

- 1 Capa terapéutica
- 1 Cubrecuello terapéutico
- 1 Porta dispositivo con correa para MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Bolso para el transporte resistente a impactos
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 4000 HORSE
- 1 Batería (ya instalada en el dispositivo)
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentador
- 1 Manual de uso
- 8 Solenoides flexibles 40x15 cm para capa y cubrecuello
- 2 Cables multiplicadores
- 1 Faja con velcro para fijar el forro protector
- 1 Bolso para el transporte de kit



DISPONIBLE BAJO PEDIDO UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS COMPATIBLES CON MAGNETOVET 4000 HORSE, ADICIONALES A LOS YA INCLUIDOS EN EL KIT

KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PARA CABALLO

Rev. Es_04_2024

DISPOSITIVO MAGNETOVET 4000 HORSE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pantalla

Tamaño 2.6", retroiluminada

Canales

4

Intensidad de emisión

200 Gauss de media por canal con solenoides flex
800 Gauss de media totales (para 4 canales)

Las potencias declaradas se refieren a los accesorios con dos bobinas. En el caso de accesorios con más bobinas, la potencia se distribuye de manera uniforme

Frecuencia

Ajustable en programación de 5 a 200Hz

Ciclo de Trabajo

De 5% a 50% con incrementos de 5

Alimentación

- Red eléctrica
- Batería 4000mAh incluido

Tamaño

17x22x6 cm

Peso

1,37 Kg

LISTA PROGRAMAS CABALLO

LOS PROGRAMAS ESTÁN DIVIDIDOS EN LAS ÁREAS ANATÓMICAS DE CUELLO, DORSAL Y EXTREMIDADES

Artrosis

Artritis

Fracturas

Retraso consolidación fractura

Discopatía

Tendinopatía

Heridas

Úlceras

Antiinflamatorio

Trauma

Contusión

Edema

Relajación muscular

Descontracturante

Activación pre-competencia

Recuperación post-competencia

Lesiones musculares

LISTA PROGRAMAS PERRO/GATO

LOS PROGRAMAS IMPLICAN EL USO DE LA COLCHONETA TERAPEUTICA O DE LOS SOLENOIDES FLEXIBLES DE 2 BOBINAS, 30x10 cm

Fracturas

Osteoartritis

Discopatía

Cicatrización

Dolor inflamatorio

CE



2+2 FUNCIÓN 2+2

Last10 LAST 10

P10 PROGRAMABLE

BATERÍA PAQUETE BATERÍA

ALIMENTACIÓN CON RED ELÉCTRICA

KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PARA CABALLO

CAPA TERAPEUTICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENTE, LAVABLE

Dimensiones

142 cm de longitud desde la cruz (A) hasta la cola (B)

Peso

1,80 Kg (sin solenoides)

Talla

Única

Correas

5 fijaciones, ajustables

3 para conexión al protector terapéutico de cuello

Bolsillos

8 para insertar solenoides flexibles de 40x15 cm a 4 bobinas

2 centrales porta cables

Manillas

3 para la colocación de la capa

Cables y extensiones

Incluidas

Material

96% poliéster, 4% polipropileno



CUBRECUELLO TERAPEUTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENTE, LAVABLE

Dimensiones

121 cm de largo de las orejas (A) a la cruz (B)

Peso

560 gr (sin solenoides)

Talla

Única

Correas

3 de fijación, ajustables

3 de conexión a la capa terapéutica

Bolsillos

2 para la inserción de solenoides flexibles 40x15 cm

de 4 bobinas

Cables y extensiones

Incluidas

Material

94% poliéster, 3% polipropileno,

3% polietileno expandido



KIT MAGNETOVET 4000 HORSE PRO

MAGNETOTERAPIA PARA CABALLO

Rev. Es_04_2024



OPCIONES DE COMPRA

Cod. G6256 BOTA TERAPEUTICA DELANTERA

Cod. G6591 BOTA TERAPEUTICA DELANTERA CON SOLENOIDES DE 2 BOBINAS INCUIDAS




Cod. G6255 BOTA TERAPEUTICA TRASERA

Cod. G6592 BOTA TERAPEUTICA TRASERA CON SOLENOIDES DE 4 BOBINAS INCUIDAS



 **DOMINO S.R.L.**
Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codognè (TV) - ITALY

 (+39) 0438 7933

 globuscorporation.com